

SensiCare® PI Green con Aloe Vera

Guanto chirurgico sterile in poliisoprene depolverato



- Formulazione unica di Poliisoprene sintetico Isolex
 - Struttura chimica identica al lattice di gomma naturale, senza proteine
 - Il guanto offre al personale sanitario la giusta soluzione alternativa
- L'assenza di polvere aiuta a ridurre l'irritazione cutanea e le complicazioni post-operatorie legate ai granulomi
- Maggior sensibilità tattile
- Aloetouch® Tecnologia Idratante
 - La prima tecnologia per guanti medicali, clinicamente testata, in grado di idratare la pelle
 - Contiene il 100% di gel di Aloe vera congelato e poi essiccato, sulla superficie interna del guanto
 - Facilita la calzata oltre idratare la cute
- Il colore verde scuro facilita la visualizzazione di eventuali fori sulla superficie del guanto esterno

Specifiche

- Assenza di fori secondo la EN 455 con un AQL 0,65
- Rivestimento interno con polimero sintetico
- Design dello stampo: anatomico
- Nessun residuo di acceleratori chimici
- Design del polsino: a sezione conica e bordino per ridurre l'arrotolamento
- Spessore del dito: 0,21 mm
- Lunghezza del guanto (secondo la EN 445-2 per la taglia 7,5): 305 mm
- Colore: verde
- Grip: liscio

Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MSG9255	5 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG9260	6	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG9265	6 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG9270	7	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG9275	7 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG9280	8	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG9285	8 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG9290	9	50 paia/scatola, 200 paia/confezione

Raccomandato per l'utilizzo in

- Ideale per la tecnica del "Double Gloving" nella chirurgia cardiaca, ortopedica e per tutte le procedure chirurgiche ad alto rischio

Norme e standard di qualità

- Produttore conforme EN ISO 13485
- Dispositivo medico di classe IIa; conforme alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE
- Dispositivo di protezione individuale di III categoria; conforme al Regolamento DPI (UE) 2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Il guanto è un dispositivo medico di classe IIa destinato all'utilizzo di professionisti sanitari.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML570_IT 08/2021