

SensiCare® PI Green met Aloe Vera

Steriele polyisopreen poedervrije chirurgische handschoenen



- Unieke synthetische Isolex® polyisopreen formule
 - Chemische structuur identiek aan natuurrubberlatex, zonder het eiwit
 - Biedt zorgverleners een alternatief met het comfort, de pasvorm en het gevoel van latex
- Poedervrij ontwerp helpt om huidirritatie door poeder, en postoperatieve complicaties die geassocieerd worden met granulomen te voorkomen
- Superieure tastgevoeligheid
- **Aloetouch® Moisturising Technologie**
 - 's Werelds eerste therapeutische medische handschoenen technologie
 - klinisch bewezen dat de huid wordt gehydrateerd
 - Bevat 100% pure gevriesdroogde aloë vera gel aan de binnenzijde
 - Vergemakkelijkt het aantrekken en hydrateert de handen
- Door de donkergroene kleur vallen gaatjes in de buitenste handschoen extra snel op

Specificaties

- Afwezigheid van gaten per EN 455: AQL 0,65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopend en gerold
- Vingertopdikte: 0,21 mm
- Handschoenlengte (per EN 445-2, size 7,5): 295 mm
- Kleur: donkergroen
- Textuur: glad

Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG9255	5 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG9260	6	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG9265	6 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG9270	7	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG9275	7 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG9280	8	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG9285	8 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG9290	9	50 paar/doos, 200 paar/omdoos

Aanbevolen voor gebruik in

- Ideaal bij het dragen van twee paar handschoenen bij hart, trauma, ortho en hoog- risico ingrepen.

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- In overeenstemming met EN ISO 13485
- Klasse IIa steriel medisch hulpmiddel; in overeenstemming met Medische Hulpmiddel Richtlijn 93/42/EEC
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen; in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

0086



Voor meer informatie: Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Deze handschoenen is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML570_NL 12/2023