

# SensiCare® PI Green com Aloé Vera

Luvas cirúrgicas de poliisopreno esterilizado sem pó



- Tecnologia exclusiva de poliisopreno sintético Isolex
  - A estrutura química é idêntica à do látex de borracha natural, mas sem as proteínas
  - Fornece aos profissionais da saúde uma solução alternativa semelhante ao látex em termos de conforto, aderência e toque
- O facto de não terem pó ajuda a reduzir a irritação cutânea relacionada com o pó e complicações pós-operatórias associadas a granulomas
- Sensibilidade tátil superior
- **Aloetouch® Tecnologia hidratante**
  - A primeira tecnologia de luvas médicas terapêuticas a nível mundial, clinicamente comprovada para hidratar a pele
  - Contém gel de aloé vera liofilizado 100 % puro na superfície interna
  - Ajuda tanto a calçar as luvas como a hidratar as mãos
- O verde escuro permite uma deteção rápida de perfurações na luva exterior

## Especificações

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN 455: AQL 0,65
- Revestimento de polímero sintético
- Desenho do molde anatómico
- Sem resíduos de aceleradores
- Desenho do punho: cónico com rebordo para reduzir o deslizamento
- Espessura da ponta dos dedos: 0,21 mm
- Comprimento das luvas (de acordo com a norma EN 445-2, tamanho 7,5): 295 mm
- Color: verde escuro
- Textura: suave

## Informações de encomenda

Referência	Tamanho	Embalagem
MSG9255	5 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG9260	6	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG9265	6 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG9270	7	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG9275	7 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG9280	8	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG9285	8 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG9290	9	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa

## Utilização recomendada em

- Ideal para usar como luva dupla em procedimentos cardíacos, em traumatologia, ortopedia e de elevado risco

## Regulamentos e normas de qualidade

- Conformidade EN ISO 13485 de fábrica
- Dispositivo médico Classe IIa; em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

0086

Esta luva é um dispositivo médico classe IIa estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde.

Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML570\_PT 12/2023



**Fique a saber mais.** Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)