



## SENSICARE® PI

### GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE POLIISOPRENO, SIN LÁTEX Y SIN POLVO

- Formulación exclusiva de poliisopreno sintético Isolex®
  - Estructura química idéntica al látex de caucho natural, sin las proteínas del látex
  - Ofrece a los profesionales de la salud una solución alternativa que funciona como el látex en términos de confort, ajuste y sensibilidad
- La ausencia de polvo ayuda a reducir las irritaciones de la piel asociadas al polvo y complicaciones postoperatorias asociadas con granulomas
- Permeabilidad ensayada frente a agentes quimioterápicos

Referencia	Talla	Envasado
MSG9055	5 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9060	6	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9065	6 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9070	7	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9075	7 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9080	8	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9085	8 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9090	9	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja

#### Recomendado su uso en:

Cualquier tipo de cirugía

#### Regulaciones y estándares de calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

#### ESPECIFICACIONES:

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores
- Diseño del puño: Anatómico y con reborde para evitar rodar hacia abajo.
- Grosor en dedos: 0.23mm
- Longitud del guante (según EN455-2, talla 7 1/2) : 295 mm
- Color: crema
- Textura: suave



Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)