

SensiCare® PI



Sterile OP-Handschuhe aus Polyisopren, latex- und puderfrei

- Einzigartige synthetische Isolex Polyisopren-Formulierung
- Chemische Struktur identisch mit Naturkautschuklatex, ohne Protein
- Bietet Mitarbeitern im Gesundheitswesen eine alternative Lösung, die hinsichtlich Komfort, Passform und Haptik, einem Latexhandschuh ähnelt.
- Puderfreier OP-Handschuh aus Polyisopren
- Getestet auf Durchdringung mit Zytostatika

Spezifikationen

- Dichtheit gemäß EN455-1: akzeptables Qualitätsniveau (AQL) von 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Ehemaliges (Form-)Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Beschleunigern
- Stulpensdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Materialdicke an der Fingerspitze: 0,23 mm
- Handschuhlänge (nach EN 455-2, Größe 7,5): 280 mm
- Farbe: Creme
- Textur: Glatt

Bestellinformationen


Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG9055	5 ½	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton
MSG9060	6	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton
MSG9065	6 ½	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton
MSG9070	7	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton
MSG9075	7 ½	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton
MSG9080	8	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton
MSG9085	8 ½	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton
MSG9090	9	50 Paare/Box, 200 Paare/Karton

Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemeinchirurgie

Vorschriften und Qualitätsstandards

- EN ISO 13485 konform
- Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa; konform mit der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III; konform mit der Richtlinie 89/686/EWG



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.

Die Handschuhe sind ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

©2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML567_DE 10/2023