

SensiCare® PI



Guantes quirúrgicos estériles de poliisopreno libres de látex y polvo

- Fórmula única de poliisopreno sintético Isolex®
- Estructura química idéntica a la del látex de caucho natural, sin proteínas
- Ofrece a los profesionales sanitarios una solución alternativa que funciona como el látex en términos de comodidad, ajuste y sensación
- Los guantes libres de polvo ayudan a reducir el riesgo de irritación cutánea relacionada con el polvo y las complicaciones posoperatorias asociadas con los granulomas
- Probado para la permeabilidad de agentes de quimioterapia

Especificaciones

- Ausencia de agujeros, según EN455-1: nivel de calidad aceptable (AQL) de 0,65
- Revestimiento de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores
- Diseño del puño: con borde y ajustado para reducir el deslizamiento
- Grosor de las puntas de los dedos: 0,23 mm
- Longitud del guante (según EN 455-2, talla 7,5): 280 mm
- Color: crema
- Textura: lisa

Información para pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MSG9055	5 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9060	6	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9065	6 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9070	7	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9075	7 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9080	8	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9085	8 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9090	9	50 pares/dispensador, 200 pares/caja

Recomendado para el uso en

- Cirugía general

Reglamentos y normas de calidad

- Conforme con EN ISO 13485
- Producto sanitario estéril de clase IIa; conforme con la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE
- Equipo de protección individual (EPI) de categoría III; conforme el Reglamento (UE) 2016/425



Este guante es un producto sanitario estéril de clase IIa destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML567_ES 10/2023

Para saber más, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en www.medline.eu/es