

# SensiCare® PI

## Gants chirurgicaux en polyisoprène stérile, sans latex et non poudrés



- Formule unique de polyisoprène Isolex® synthétique
- Structure chimique identique à celle du latex de caoutchouc naturel, sans les protéines de latex
- Offre une solution alternative au latex, car il se comporte comme le latex en termes de confort, d'ajustement et de sensation
- Sans poudre, pour réduire le risque d'irritations de la peau et les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Testé pour la perméation aux agents de chimiothérapie

### Caractéristiques

- Sans trous, conformément à la Norme EN455-1 : niveau de qualité acceptable (NQA) de 0,65
- Revêtement en polymère synthétique
- Design (moule) : anatomique
- Sans résidus d'accélérateurs
- Design de la manchette : conique et roulée afin d'empêcher le glissement du gant
- Épaisseur en bout de doigt : 0,23 mm
- Longueur du gant (conforme à la Norme EN 455-2, taille 7,5) : 280 mm
- Couleur : crème
- Texture : lisse

### Informations produit

Référence	Taille	Emballage
MSG9055	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9060	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9065	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9070	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9075	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9080	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9085	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9090	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

### Recommandation d'utilisation

- Chirurgie Générale

### Règlementations et normes de qualité

- Conforme à la norme ISO 13485
- Dispositif médical stérile de classe IIa ; conforme à la Directive relative aux Dispositifs Médicaux 93/42/CEE
- Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III ; selon la Directive 89/686/CEE



Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou visitez notre site Internet : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



Ces gants chirurgicaux sont des dispositifs médicaux de classe IIa stériles, destinés à être utilisés par les professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML567\_FR 10/2023