

# SensiCare® PI

## Guanti chirurgici sterili in poliisoprene, privi di lattice e depolverati



- Realizzati in Isolex®, una esclusiva formulazione sintetica di poliisoprene
- Presentano una struttura molecolare identica a quella del lattice naturale in gomma, ma priva delle proteine tipiche di tale sostanza
- Offrono agli operatori sanitari una soluzione alternativa al lattice: forniscono infatti le stesse prestazioni in termini di comfort, vestibilità e sensibilità
- Poiché depolverati, aiutano a contenere il rischio di insorgenza di irritazioni della cute correlate al contatto con la polvere, e riducono al contempo le complicazioni post-operatorie associate a granulomi
- Sono testati per la resistenza alla permeazione di agenti chemioterapici

### Specifiche

- Privi di fori in conformità alla norma EN 455-1, e caratterizzati da un AQL (Livello di Qualità Accettabile) di 0,65
- Rivestimento in polimero sintetico
- Design modellato sulla mano e perciò anatomico
- Senza residui dovuti alla presenza di acceleratori
- Con polsino affusolato e in rilievo per evitarne l'arrotolamento
- Spessore al polpastrello: 0,23 mm
- Lunghezza del guanto (in accordo alla norma EN 455-2, riferita alla taglia 7,5) 280 mm
- Colore: Crema
- Consistenza: morbida

### Informazioni per l'ordine

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MSG9055	5½	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita
MSG9060	6	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita
MSG9065	6½	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita
MSG9070	7	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita
MSG9075	7½	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita
MSG9080	8	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita
MSG9085	8½	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita
MSG9090	9	50 paia/scatola, 200 unità/confezione di vendita

### Consigliati per l'utilizzo in

- Chirurgia Generale

### Normative e standard di qualità

- Conforme ai requisiti della norma EN ISO 13485
- Dispositivo medico sterile di classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 sui Dispositivi Medici (Medical Device Directive)
- Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III, conforme alla Direttiva CEE 89/686



Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Questi guanti sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate sull'apposita etichetta. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML567\_IT 12/2023

**Per ulteriori informazioni** vi invitiamo a contattare il vostro account manager Medline di riferimento o visitare il sito [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)