

# SensiCare® PI



## Steriele polyisopreen latexvrije en poedervrije chirurgische handschoenen

- Unieke synthetische Isolex® polyisopreen formule
- Chemische structuur identiek aan natuurrubberlatex, zonder de eiwitten
- Biedt zorgverleners een alternatief voor latex, met hetzelfde comfort, gevoel en dezelfde pasvorm
- Poedervrij, om het risico op poedergelerateerde huidirritatie tegen te gaan, evenals complicaties na operaties door granulomen
- Getest op doorlaatbaarheid van cytostatica.

### Specificaties

- Vrij van gaten, volgens EN455-1: acceptable quality level (AQL) van 0,65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen sporen van versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopend om oprollen te voorkomen
- Vingertopdikte: 0,23mm
- Handschoenlengte (volgens EN 455-2, maat 7,5): 280mm
- Kleur: crème
- Textuur: glad

### Bestelinformatie

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG9055	5 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9060	6	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9065	6 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9070	7	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9075	7 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9080	8	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9085	8 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9090	9	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos

### Aanbevolen voor gebruik in

- Algemene chirurgie

### Regelgeving en kwaliteitsnormen

- In overeenstemming met EN ISO 13485
- Klasse IIa steriel medisch hulpmiddel; in overeenstemming met Medical Device Directive 93/42/EEC
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); in overeenstemming met Richtlijn (EU) 89/686/EEC



Deze handschoen is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML567\_NL 12/2023

**Voor meer informatie:** Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website : [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)