

SensiCare® PI

Luvas cirúrgicas estéreis de poli-isopreno sem pó e sem látex



- Fórmula exclusiva de poli-isopreno Isolex® sintético
- Estrutura química semelhante à do látex de borracha natural, mas sem proteínas
- Oferecem aos profissionais de saúde uma solução alternativa com um desempenho igual ao do látex, em termos de conforto, ajuste e sensação
- Sem pó para ajudar a reduzir o risco de irritação da pele relacionada com o pó e as complicações pós-operatórias associadas aos granulomas
- Testadas quanto à permeação de agentes de quimioterapia

Especificações

- Ausência de orifícios segundo a EN455-1; nível de qualidade aceitável (AQL) de 0,65
- Revestimento de polímero sintético
- Desenho do molde anterior: anatómico
- Sem resíduos à base de aceleradores
- Design do punho: cônico e frisado para reduzir o descaimento
- Espessura da ponta dos dedos: 0,23 mm
- Comprimento da luva (segundo a EN 455-2, tamanho 7.5): 280 mm
- Cor: creme
- Textura: macia

Informações de encomenda


| Código do artigo | Tamanho | Embalagem |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| MSG9055 | 5 ½ | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |
| MSG9060 | 6 | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |
| MSG9065 | 6 ½ | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |
| MSG9070 | 7 | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |
| MSG9075 | 7 ½ | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |
| MSG9080 | 8 | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |
| MSG9085 | 8 ½ | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |
| MSG9090 | 9 | 50 pares/embalagem, 200 pares/caixa |

Utilização recomendada em

- Cirurgia geral

Regulamentos e normas de qualidade

- Cumpre a EN ISO 13485
- Dispositivo médico Classe IIa estéril; em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual (EPI) de Categoria III; em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425



Esta luva é um dispositivo médico classe IIa estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML567_PT/12/2023

Saiba mais. Contacte o seu gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt