



SENSICARE® PI MICRO

GANT DE CHIRURGIE STERILE EN POLYISOPRENE, SANS POUVRE

- Une composition unique à base de polyisoprène synthétique Isolex :
 - Avec une structure moléculaire similaire à celle du latex mais sans les protéines
 - Offrant une solution alternative semblable au latex en terme de confort, d'ajustement et de sensation pour les professionnels de santé
- L'absence de poudre permet de réduire les irritations de la peau dues à la poudre ainsi que les complications post-opératoires liées aux granulomes
- Plus fins que les gants de chirurgie SensiCare PI afin d'améliorer la sensibilité tactile
- Excellent choix en tant que gant externe lors d'un double gantage

Référence	Taille	Conditionnement
MSG9655	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9660	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9665	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9670	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9675	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9680	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9685	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9690	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Recommandation d'utilisation:

Chirurgie générale, neurologie, vasculaire, esthétique et ophtalmique

Directives et normes de qualité

- Certifié EN ISO 13485
- Dispositif Medical de Classe IIa selon la Directive 93/42/EEC
- Certifié Equipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC

SPÉCIFICITÉS :

- Détection des trous par EN 455 : NQA 0.65
- Revêtement en Polymère Synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Pas de résidus d'accélérateurs chimiques
- Manchette : à bord roulé et conique afin d'éviter le roulement
- Epaisseur en bout de doigt : 0.20 mm
- Longueur (EN 455-2, Taille 7.5) : 295 mm
- Couleur : crème
- Surface : lisse



Pour en savoir plus, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site www.medline.eu/fr