



## SENSICARE® PI MICRO

### GUANTO CHIRURGICO STERILE DEPOLVERATO IN POLIISOPRENE

- Una formula unica composta da Poliisoprene ISOLEX sintetico con una struttura chimica identica al lattice di gomma naturale, senza le proteine del lattice
- L'assenza della polvere aiuta a ridurre l'irritazione cutanea e tutte le complicanze post operatorie associate a granulomi
- Più sottile del guanto chirurgico Sensitive PI, il PI Micro ha una miglior sensibilità tattile
- Risulta una scelta vincente come guanto esterno durante il "double gloving"

Codice	Taglia	Confezionamento
MSG9655	5 ½	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione
MSG9660	6	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione
MSG9665	6 ½	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione
MSG9670	7	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione
MSG9675	7 ½	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione
MSG9680	8	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione
MSG9685	8 ½	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione
MSG9690	9	50 Paia/Dispencer, 200 Paia/Confezione

#### Si raccomanda l'uso nelle seguenti chirurgie:

Chirurgia generale, neurologica, vascolare, plastica e maxillo-facciale e oculistica

#### Regolamentazione e standard di qualità:

- Certificazione per la EN ISO 13485
- Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE di Classe IIA
- Direttiva sui dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE di classe III

#### Caratteristiche:

- Assenza di fori per la EN 455-1: con AQL 0.65
- Rivestimento interno in polimero sintetico
- Forma anatomica dello stampo
- Nessun residuo di acceleratori chimici
- Design del polsino: sagomato e bordato per ridurre l'effetto di arrotolamento.
- Spessore alla punta del dito di 0,20mm
- Lunghezza del guanto (per la EN 445-2, TAGLIA 7.5): 299mm
- Colore: crema
- Grip: liscio



Per conoscere di più riguardo ai nostri prodotti, si prega di consultare il sito [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)