

A close-up photograph of two hands wearing light blue nitrile gloves. The hands are positioned over a blue surgical drape. The right hand holds a pair of metal surgical forceps, and the left hand holds a teal-colored brush with white bristles. The brush is being used to clean the tip of the forceps. The background is a textured blue fabric.

**SCHUTZ OHNE
KOMPROMISSE.**

SensiCare® Pro: Spezialhandschuhe für höheren Schutz
400 mm Stulpe, strapazierfähiges Nitril und ausgezeichneter Griff

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ. BESSERER GRIFF.

Konzipiert für Personal, das bei allgemeinen Aufgaben und Verfahren mit aggressiven Chemikalien arbeiten oder chirurgische Instrumente reinigen, dekontaminieren und desinfizieren muss. Unsere SensiCare® Pro-Nitrilhandschuhe bieten einen außerordentlichen Schutz und eine genaue Passform.

» **Umfassender Schutz:**
400 mm Stulpen, hohe Materialstärke, gute Ergebnisse in Stichfestigkeitstests*, geprüft auf Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Zytostatika** und Volltexturierung für optimalen Griff.

» **Bestellinformationen**
SensiCare Pro Nitrilhandschuhe mit 400 mm langen Stulpen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
PRO400XS	X-Small	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400S	Small	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400M	Medium	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400L	Large	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400XL	X-Large	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton

Kennbuchstabe	Chemikalie	Permeations- schutzstufe	Degradation (%)
K	Natriumhydroxid 40 %	6	-18.1
P	Wasserstoffperoxid 30 %	6	+1.9
T	Formaldehyd 37 %	6	+5.8
EN ISO 374-5-2016			Level
Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)			Bestanden
Schutz gegen Viren			Bestanden



ISO 374-5: 2016
Micro-organism Hazards




ISO374-1:2016/Type B
Chemical Hazards



Mit **OptiCuff**
Technologie für sicheren
Sitz der Stulpe

Farbe: Blau
Länge: 400 mm
Material: Nitril
Oberflächenstruktur:
Texturiert
AQL-Wert: 1,5

Unter anderem geeignet für die
folgenden Bereiche:



*Relevante Testdaten sowie eine Liste der geprüften Chemikalien sind auf Anfrage erhältlich. **Nicht mit Carmustin and Thiotepa verwenden.



ALWAYS
ON.

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com