

A close-up photograph of two hands wearing light blue nitrile gloves. The hands are positioned over a blue surgical drape. The right hand holds a pair of metal surgical forceps, and the left hand holds a teal-colored brush with white bristles. The brush is being used to clean the tip of the forceps. The background is a textured blue fabric.

**PROTECCIÓN
Y RENDIMIENTO.**

Guantes de Nitrilo SensiCare® Pro
Longitud de 400 mm, mayor grosor y excelente agarre

PROTECCIÓN EXTRAORDINARIA. MEJOR AGARRE.

Diseñados para profesionales que manipulan productos químicos o realizan tareas de limpieza, descontaminación y desinfección de instrumental y equipamiento médico. Los guantes de nitrilo SensiCare® Pro ofrecen una protección, ajuste y rendimiento excepcionales.

- » Protección y rendimiento: puño extra largo de 400 mm, mayor grosor, alto rendimiento en ensayos de resistencia a la punción y frente a agentes químicos. Texturados en toda su superficie para un mejor agarre.
- » Información para pedidos:
Guante de nitrilo con puño extra largo (400mm) Sensicare Pro



Con tecnología **OptiCuff**
El puño se ajusta y no rueda hacia abajo.



Color: azul
Longitud: 400 mm
Material: nitrilo
Superficie: texturada
AQL: 1,5

Referencia	Talla	Envase
PRO400XS	XS	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400S	S	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400M	M	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400L	L	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400XL	XL	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja

Código	Químico	Nivel de Permeabilidad	Degradación (%)
K	Solución de hidróxido de sodio al 40%	6	-18.1
P	Peróxido de hidrógeno al 30%	6	+1.9
T	Formaldehído al 37%	6	+5.8

EN ISO 374-5-2016		Nivel
Protección contra bacterias y hongos		Aprobado
Protección contra permeación de virus		Aprobado

 
VIRUS
ISO 374-5: 2016
Riesgos frente microorganismos

 
KPT
ISO374-1:2016/Tipo B
Riesgos Químicos



Idóneos para distintas especialidades como, por ejemplo:



*Puede obtener los datos de los ensayos realizados así como una lista de los agentes químicos analizados previa solicitud.



ALWAYS ON.

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Los guantes Sensicare Pro están certificados como producto sanitario clase I no estéril. Destinados a ser utilizados por profesionales de la salud.

Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones en la etiqueta correspondiente.

Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pueda presentarse en este folleto.

©2019 Medline Industries Inc. Medline y SensiCare son marcas registradas por Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.

ML577-ES03/JM 01/2019.

