



**PROTEZIONE**

**E PRESTAZIONI.**

**Guanti più lunghi per una protezione extra**  
Polsino da 400 mm, nitrile extra resistente, presa eccellente

# PROTEZIONE EXTRA. PRESA MIGLIORE.

Progettati per il personale che utilizza prodotti chimici aggressivi in attività e procedure generali o che si occupa della pulizia, decontaminazione e disinfezione di strumenti chirurgici. I guanti in nitrile SensiCare Pro garantiscono protezione, vestibilità e prestazioni eccezionali.

- » Protezione a 360° e grandi prestazioni: polsino oltre i 400 mm, guanto ad elevato spessore, prestazione elevata per il test sulla resistenza alla puntura, testato per i farmaci chemioterapici e completamente testurizzato per un grip ottimale.
- » Informazioni per ordinarlo:  
Guanto in Nitrile SensiCare Pro 400 polsino lungo



Con tecnologia **OptiCuff**  
ovvero un sistema anti-  
arrotolamento del polsino lungo

Colore: Blu  
Lunghezza: 400 mm  
Materiale: Nitrile  
Superficie: Ruvida  
AQL: 1.5

Codice	Taglia	Confezionamento
PRO400XS	X-Small	50 Pezzi/Box. 10 Box/Confezione
PRO400S	Small	50 Pezzi/Box. 10 Box/Confezione
PRO400M	Medium	50 Pezzi/Box. 10 Box/Confezione
PRO400L	Large	50 Pezzi/Box. 10 Box/Confezione
PRO400XL	X-Large	50 Pezzi/Box. 10 Box/Confezione

Codice Sostanza Chimica	Sostanza Chimica	Livello Permeazione	Degradazione (%)
K	Idrossido di Sodio 40%	6	-18.1
P	Perossido di Idrogeno 30%	6	+1.9
T	Formaldeide 37%	6	+5.8
EN ISO 374-5:2016			Test Superato
Protezione verso "Batteri" e "Funghi"			Test Superato
Protezione verso i Virus			Test Superato



ISO 374-5: 2016  
Micro-organism Hazards



ISO374-1:2016/Type B  
Chemical Hazards



## Ideali per l'utilizzo in ambito specialistico, tra cui:



\*I dati dei test rilevanti e un elenco dei prodotti chimici testati sono disponibili su richiesta.



ALWAYS ON.

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale  
Piazzale della Resistenza, 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel: + 39 55 776 65 11  
Fax: + 39 55 34 01 12  
www.medline.eu/it  
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
www.medline.eu/it  
ch-customerservice@medline.com