

SensiCare® Pro

Strapazierfähiger Nitrilhandschuh mit hervorragender Griffigkeit und 400-mm-Stulpe

A full-page photograph showing a person's hands wearing blue nitrile gloves. The person is using a pair of surgical forceps to cut a green surgical drape. The drape has a white, textured edge. The background is a solid light blue.

**Extralange
Handschuhe
für mehr Schutz
und verbesserte
Leistung**

Zusätzlicher Schutz und bessere Griffbarkeit

Die SensiCare® Pro Nitril-Untersuchungshandschuhe wurden für optimalen Schutz, hohen Tragekomfort und zuverlässige Leistungsfähigkeit entwickelt. Sie eignen sich insbesondere für Fachkräfte, die in ihrem Arbeitsalltag mit Chemikalien arbeiten oder chirurgische Instrumente reinigen, dekontaminieren und/oder desinfizieren.

- Rundum-Leistung und Schutz für Hand und Unterarm
- Volltexturierte, extra starke Handschuhe mit verlängerten 400-mm-Stulpen für verbesserten Halt
- Sehr gute Ergebnisse in Durchstichfestigkeitstests*
- Reißfestigkeit (FAB): Medianwert 20,4 Newton
- Auf Beständigkeit gegenüber Zytostatika geprüft

Informationen zur Bestellung

Artikelnummer	Größe	Packfaktor
PRO400XS	XS	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400S	S	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400M	M	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400L	L	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400XL	XL	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton

Nachhaltige Verpackungstechnik

Flat-Layer-Verpackung

Farbcodierte Größenkennzeichnung

100 % recycelbare Materialien



Vorschriften und Qualitätsstandards

- Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 und UK-Medizinprodukteverordnung
- Erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/45 Kategorie III, wie in britisches Recht umgesetzt und geändert
- Erfüllt die Normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5, EN 388
- Virale Penetration erfolgreich getestet gemäß EN ISO 374-5

- Material: Nitril +
- Farbe: Blau +
- Länge: 400 mm +
- Oberfläche: voll texturiert +
- Accepted Quality Level (AQL-Wert): ≤ 1,0 +
- PSA-zertifiziert: Typ B +

Mit OptiCuff-Technologie gegen das Abrollen der Stulpe

Ideal für spezielle Bereiche, darunter:



Zentralsterilisation



Endoskopie



Pathologie



Umweltdienstleistungen



Apotheken



Notaufnahme



Trauma



Entbindungstation



Labor



Dekontamination



Urologie



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel.: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 800 201 878
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

*Testdaten sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2026 Medline. ML577_DE 06/2026