

SensiCare® Pro Nitrilhandschuhe

Spezialhandschuhe für höheren Schutz



**Längere Hand-
schuhe für extra
Schutz und
verbesserte
Performance**

Zusätzlicher Schutz und besserer Griff

Konzipiert für Personal, das bei allgemeinen Aufgaben und Verfahren mit aggressiven Chemikalien arbeiten oder chirurgische Instrumente reinigen, dekontaminieren und desinfizieren muss. Unsere SensiCare® Pro-Nitrilhandschuhe bieten einen außerordentlichen Schutz und eine genaue Passform.

- Umfassender Schutz und Leistung
- 400 mm Stulpen, hohe Materialstärke, gute Ergebnisse in Stichfestigkeitstests*, geprüft auf Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Zytostatika** und Volltexturierung für optimalen Griff

Bestellinformationen


Artikelnummer	Größe	Verpackung
PRO400XS	X-small	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400S	Small	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400M	Medium	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400L	Large	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400XL	X-large	50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton

Kennbuchstabe	Chemikalie	Permeationsschutzstufe	Degradation (%)
K	Natriumhydroxid (40%)	4	-18.1
P	Wasserstoffperoxid (30%)	4	+1.9
T	Formaldehyd(37%)	4	+5.8

EN ISO 374-5-2016	Level
Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)	Bestanden
Schutz gegen Viren	Bestanden



Unter anderem geeignet für die folgenden Bereiche:



Medline International Germany GmbH
Medline-Strasse 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US

*Relevante Testdaten sowie eine Liste der geprüften Chemikalien sind auf Anfrage erhältlich. **Nicht mit Carmustin and Thiotepa verwenden.

SensiCare Pro Handschuhe sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen oder das Etikett. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France