

SensiCare® Pro

Strapazierfähiger Nitrilhandschuh mit hervorragender Griffigkeit und 400-mm-Stulpen



**Extralange
Handschuhe für
mehr Schutz
und verbesserte
Leistung**

Zusätzlicher Schutz und bessere Griffbarkeit

SensiCare® Pro Nitril-Untersuchungshandschuhe wurden für hervorragenden Schutz, guten Sitz und hohe Leistung entwickelt. Sie eignen sich besonders für Mitarbeiter, die bei ihren alltäglichen Aufgaben und Abläufen mit Chemikalien arbeiten oder chirurgische Instrumente reinigen, dekontaminieren und/oder desinfizieren.

- Hochleistung und umfassender Schutz für Hand und Unterarm
- Voll texturierte, dicke Handschuhe mit längeren 400-mm-Stulpen für besseren Halt
- Starke Ergebnisse in Tests zur Durchstichfestigkeit*
- Reißkraft (FAB), Medianwert: 12,4 Newton
- Gegen Zytostatika getestet**

Bestellinformationen


Artikelnummer	Größe	Verpackung
PRO400XS	Extra small (XS)	50 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
PRO400S	Small (S)	50 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
PRO400M	Medium (M)	50 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
PRO400L	Large (L)	50 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
PRO400XL	Extra large (XL)	50 Stk./Box, 10 Boxen/Karton

Nachhaltige Verpackungstechnik

Flat-Layer-Packaging

Farbkodierte Größenkennzeichnung

100 % wiederverwertbare Materialien



Normen und Qualitätsstandards

- Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß der Verordnung (EU) 2017/745
- Erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/45 Kategorie III
- Erfüllt die Normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5, EN 388
- Auf virale Durchdringung gemäß EN ISO 374-5 getestet



Medline International Germany GmbH
Medline-Strasse 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel.: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 800 201 878
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

*Testdaten auf Anfrage verfügbar. **Nicht in Verbindung mit Carmustin oder Thiotepa verwenden.

SensiCare Pro ist ein unsteriles Medizinprodukt der Klasse I, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

©2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML577_DE 11/2024














- Material: Nitril +
- Farbe: Blau +
- Länge: 400 mm +
- Oberfläche: voll texturiert +
- AQL-Wert (Acceptable Quality Level): 1,0 +
- PSA-zertifiziert: Typ B +



Mit OptiCuff-Technologie gegen das Abrollen der Stulpe

Empfohlene Anwendungsbereiche

-  Sterile Bereiche
-  Endoskopie
-  Pathologie
-  Reinigungsdienste
-  Apotheke
-  Notaufnahme
-  Traumatologie
-  Entbindungsstation
-  Labor
-  Dekontamination
-  Urologie

