


Guantes de Nitrilo SensiCare® Pro

Mayor grosor y excelente agarre

A close-up photograph of a person's hands wearing long, blue nitrile gloves. The person is using a pair of surgical forceps to hold a small, green-handled instrument. The background is a light blue, textured surface, possibly a surgical drape. The gloves extend significantly up the forearms, demonstrating their length.

**Guantes más
largos con una
protección extra
y un mayor
rendimiento**

Protección extraordinaria y mejor agarre

Diseñados para profesionales que manipulan productos químicos o realizan tareas de limpieza, descontaminación y desinfección de instrumental y equipamiento médico. Los guantes de nitrilo SensiCare® Pro ofrecen una protección, ajuste y rendimiento excepcionales.

- Protección y rendimiento
- Puño extra largo de 400 mm, mayor grosor, alto rendimiento en ensayos de resistencia a la punción y frente a agentes químicos. Texturados en toda su superficie para un mejor agarre

Información para pedidos

Referencia	Talla	Envase
PRO400XS	XS	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400S	S	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400M	M	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400L	L	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400XL	XL	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja

Código	Químico	Nivel de Permeabilidad	Degradación (%)
K	Solución de hidróxido de sodio al 40%	4	-18.1
P	Peróxido de hidrógeno al 30%	4	+1.9
T	Formaldehído al 37%	4	+5.8

EN ISO 374-5-2016	Nivel
Protección contra bacterias y hongos	Aprobado
Protección contra permeación de virus	Aprobado



Con tecnología **OptiCuff**
El puño se ajusta y no rueda hacia abajo.

Color: azul
Longitud: 400 mm
Material: nitrilo
Superficie: texturada
AQL: 1,0

Idóneos para distintas especialidades como, por ejemplo:



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
es.medline.eu
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US

*Puede obtener los datos de los ensayos realizados así como una lista de los agentes químicos analizados previa solicitud.

Los guantes Sensicare Pro están certificados como producto sanitario clase I no estéril. Destinados a ser utilizados por profesionales de la salud. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones en la etiqueta correspondiente. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pueda presentarse en este folleto.

