

# SensiCare® Pro

Opción de nitrilo de alta resistencia con un agarre excepcional y puños de 400 mm



**Guantes  
extralargos  
para mayor  
protección y  
rendimiento**

# Protección extra y mejor agarre

Los guantes de examen de nitrilo SensiCare® Pro están diseñados para ofrecer una protección, un ajuste y un rendimiento excepcionales. Están diseñados para el personal que utiliza productos químicos para tareas y procedimientos generales, o para limpiar, descontaminar y/o desinfectar instrumentos quirúrgicos.

- Rendimiento y protección completos para la mano y el antebrazo
- Guantes gruesos completamente texturizados con puños de 400 mm más largos para un mejor agarre
- Buenos resultados de rendimiento en los test de resistencia a la perforación\*
- Fuerza de rotura (FAB), mediana: 12,4 newtons
- Probados contra los fármacos quimioterapéuticos\*\*

## Información para pedidos


Referencia	Talla	Envasado
PRO400XS	Extrapequeña	50 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
PRO400S	Pequeña	50 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
PRO400M	Mediana	50 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
PRO400L	Grande	50 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
PRO400XL	Extragrande	50 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja

## Tecnología de envasado sostenible

Envasado a capas planas

Códigos de talla por colores

Materiales reciclables al 100 %



## Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase 1 de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5, EN 388
- Probado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5



**Medline International Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602

[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
Pedidos: [es-pedidos@medline.com](mailto:es-pedidos@medline.com)  
Atención al Cliente: [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

\*Los datos del ensayo están disponibles previa solicitud. \*\*No utilizar con carmustina o tiotepa.

Los guantes SensiCare Pro son un producto sanitario no estéril de clase I destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML577\_ES 11/2024



- Material: Nitrilo +
- Color: Azul +
- Longitud: 400 mm +
- Superficie: Completamente texturizados +
- Nivel de calidad aceptable (AQL): 1,0 +
- Con certificación EPI: Tipo B +

**Con tecnología OptiCuff** para mantener el puño en su sitio

## Ideal para áreas especializadas, incluidas:

-  Central de esterilización
-  Endoscopia
-  Anatomía Patológica
-  Servicios medioambientales
-  Farmacia
-  Urgencias
-  Traumatología
-  Partos y Obstetricia
-  Laboratorio
-  Descontaminación
-  Urología

