

SensiCare® Pro

Option nitrile haute résistance, offrant une préhension exceptionnelle et des manchettes de 400 mm



**Gants extra-
longs pour plus
de protection
et de meilleures
performances**

Plus de protection et une meilleure préhension

Les gants d'examen en nitrile SensiCare® Pro sont conçus pour fournir une protection, un ajustement et des performances d'exception. Ils sont conçus pour le personnel utilisant des produits chimiques pour des tâches et procédures générales, ou pour nettoyer, décontaminer et/ou désinfecter des instruments chirurgicaux.

- Performance et protection complètes pour la main et l'avant-bras
- Gants épais et texturés avec manchettes longues de 400 mm pour une meilleure préhension
- Excellentes performances lors des tests de résistance à la perforation*
- Force à la rupture (FAR), valeur médiane : 12,4 Newtons
- Testés avec des médicaments de chimiothérapie**

Informations de commande


Référence	Taille	Conditionnement
PRO400XS	XS	50 unités/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400S	S	50 unités/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400M	M	50 unités/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400L	L	50 unités/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400XL	XL	50 unités/boîte, 10 boîtes/carton

Technologie d'emballage durable

Pliage à plat

Code couleur par taille

Matériaux 100% recyclables



Règlementations et normes de qualité

- Dispositif Médical de Classe I non stérile répondant aux exigences de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (EU) 2017/745 et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
- Conformés aux normes européennes EN 455-1, 2, 3 et 4
- Fabriqué selon EN ISO 13485
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III selon la Directive (UE) 2016/45 tel qu'elle a été intégrée dans la réglementation du Royaume-Uni et modifiée
- Conforme aux normes EN ISO 21420 ; EN ISO 374-1 ; EN ISO 374-2 ; EN 16523-1 ; EN ISO 374-4 et EN ISO 374-5, EN 388
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN ISO 374-5

- Composition : Nitrile
- Couleur : Bleu
- Longueur : 400 mm
- Surface : Entièrement texturée
- Niveau de qualité accepté (NQA) : 1.0
- Certifié EPI : Type B

Avec technologie anti-roulement de la manchette OptiCuff

Idéal pour les services spécialisés, notamment :

- Stérilisation centrale
- Endoscopie
- Pathologie
- Services environnementaux
- Pharmacie
- Services d'urgence
- Traumatologie
- Salle de travail et d'accouchement
- Laboratoire
- Décontamination
- Urologie



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sarl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

*Résultats des tests disponibles sur demande. **Ne pas utiliser avec la Carmustine ou le Thiotepa.

Les gants SensiCare Pro sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par les professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2025 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML577_FR 01/2025



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Pays-Bas