

SensiCare® Pro Nitrile  
gants plus longs pour une protection optimale



**Gants plus longs  
pour une extra  
protection et  
une performance  
renforcée**

# Une protection optimale et une meilleure adhérence

Nos gants sont conçus pour les procédures nécessitant la manipulation de produits chimiques puissants ou pour la stérilisation, la décontamination et la désinfection d'instruments chirurgicaux. Fabriqués en nitrile, les SensiCare Pro offrent une protection optimale ainsi qu'une performance et un confort exceptionnels.

- Une protection totale et une performance optimale
- Un gant plus épais avec une manchette longue de 400 mm et une surface entièrement texturée pour une meilleure préhension. Il possède une excellente résistance aux perforations\* et a été testé avec les agents de chimiothérapie\*\*

## Informations pour les commandes


Référence	Taille	Conditionnement
PRO400XS	X-small	50 gants/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400S	Small	50 gants/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400M	Medium	50 gants/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400L	Large	50 gants/boîte, 10 boîtes/carton
PRO400XL	X-large	50 gants/boîte, 10 boîtes/carton

Code Lettre Produit Chimique	Produit Chimique	Niveau de protection à la perméation	Dégradation (%)
K	Hydroxyde de Sodium 40%	4	-18.1
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	4	+1.9
T	Formaldéhyde 37%	4	+5.8

EN ISO 374-5-2016	Niveau
Protection contre les bactéries et fongicides	Validé
Protection contre le passage de virus	Validé



## Gant idéal pour les unités spécialisées, comme :



**Medline International France SAS**  
2 Rue Rene Caudron  
Batiment 13F  
Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 34  
Fax: +33 1 30 05 34 43

fr.medline.eu  
fr-customerservice@medline.com

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39

fr.medline.eu  
be-customerservice@medline.com

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100

fr.medline.eu  
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

\*Les résultats des tests sont disponibles sur demande. \*\* Ne pas utiliser avec la Carmustine et le Thiotépa.

Les Gants SensiCare Pro sont des Dispositifs Médicaux de Classe I non-stérile, destinés à l'utilisation par les professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans cette brochure.

