


SensiCare® Pro Nitrile
Guanti più lunghi per una protezione extra

A close-up photograph of a person's hands wearing long, blue nitrile gloves. The gloves extend up the forearms. The person is using a pair of surgical forceps to hold a green surgical instrument. The background is a solid blue color.

**Guanti Pro
per una
protezione extra
rinforzata e alte
prestazioni**

Protezione extra e presa migliore

Progettati per il personale che utilizza prodotti chimici aggressivi in attività e procedure generali o che si occupa della pulizia, decontaminazione e disinfezione di strumenti chirurgici. I guanti in nitrile SensiCare Pro garantiscono protezione, vestibilità e prestazioni eccezionali.

- Protezione a 360° e grandi prestazioni
- Polsino oltre i 400 mm, guanto ad elevato spessore, prestazioni elevate per il test sulla resistenza alla puntura, testato per i farmaci chemioterapici e completamente testurizzato per un grip ottimale.

Informazioni per ordinarlo

Codice	Taglia	Confezionamento
PRO400XS	X-small	50 Paia/Box. 10 Box/Confezione
PRO400S	Small	50 Paia/Box. 10 Box/Confezione
PRO400M	Medium	50 Paia/Box. 10 Box/Confezione
PRO400L	Large	50 Paia/Box. 10 Box/Confezione
PRO400XL	X-large	50 Paia/Box. 10 Box/Confezione

Codice Sostanza Chimica	Sostanza Chimica	Livello Permeazione	Degradazione (%)
K	Idrossido di Sodio 40%	4	-18.1
P	Perossido di Idrogeno 30%	4	+1.9
T	Formaldeide 37%	4	+5.8

EN ISO 374-5-2016	Nivello
Protezione da "Batteri" e "Funghi"	Test Superato
Protezione da i Virus	Test Superato



ISO 3745-5:2016
Micro-organism hazards



ISO 374-1/Type B
Chemical hazards



Con tecnologia **OptiCuff**
ovvero un sistema
anti-arrotolamento
del polsino lungo

Colore: Blu
Lunghezza: 400 mm
Materiale: Nitrile
Superficie: Ruvida
AQL: 1.0

Ideali per l'utilizzo in ambito specialistico, tra cui:



Centrale di
sterilizzazione



Endoscopia



Patologia



Servizi
ambientali



Farmacia



Reparto
di pronto
soccorso



Traumatologia



Travaglio
e parto



Laboratorio



Decontaminazione



Urologia



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

*I dati dei test rilevanti e un elenco dei prodotti chimici testati sono disponibili su richiesta.

Questi prodotti sono dispositivi medici di Classe I non-sterile, prodotti da Medline Inc. Per altre informazioni consultare le istruzioni d'uso. Ci riserviamo il diritto di correggere ogni errore che può verificarsi in questa brochure.

©2021 Medline e SensiCare Pro sono marchi commerciale registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML577_IT 02/2021

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France