

SensiCare® Pro

Opzione in nitrile per uso intensivo, con presa eccezionale e polsini da 400 mm

A full-page photograph showing a person's hands wearing long, blue nitrile gloves. The person is using a pair of surgical forceps to hold a small, green, rectangular object. The background is a solid blue color. The gloves have long cuffs that extend up the forearms.

**Guanti
extra-lunghi
per una maggiore
protezione e
migliori
prestazioni**

Protezione extra e presa migliore

I guanti da esame in nitrile SensiCare® Pro sono progettati per offrire protezione, vestibilità e prestazioni eccezionali. Sono ideali per il personale che utilizza prodotti chimici per attività e procedure generali, o per la pulizia, la decontaminazione e/o la disinfezione di strumenti chirurgici.

- Prestazioni globali e protezione completa per mano e avambraccio
- Guanti spessi e testurizzati con polsini più lunghi da 400 mm per una presa migliore
- Ottimi risultati nei test di resistenza alla perforazione*
- Valore mediano della forza di rottura (FAB): 20,4 newton
- Testati per farmaci chemioterapici

Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Misura	Confezionamento
PRO400XS	XS	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400S	S	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400M	M	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400L	L	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400XL	XL	50 pz/scat, 10 scat/conf

Tecnologia di imballaggio sostenibile

Confezionamento a strati piatti

Codici di colori per le taglie

Materiali riciclabili al 100%



Regolamenti e norme di qualità

- Dispositivo medico non sterile di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici e il Regolamento sui dispositivi medici del Regno Unito
- Conforme alle norme EN 455-1, 2, 3, e 4
- Prodotto secondo la norma EN ISO 13485
- Soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2016/45 sui Dispositivi di protezione individuale Categoria III, recepito nella legislazione del Regno Unito e modificato
- Conforme alle norme EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5, EN 388
- Testato contro la permeabilità ai virus, in conformità alla norma EN ISO 374-5



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  



Ideale per aree specializzate, tra cui:



Sterilizzazione centrale



Endoscopia



Patologia



Servizi di pulizia



Farmacia



Pronto soccorso



Trauma



Maternità e sala parto



Laboratorio



Decontaminazione



Urologia



*Risultati del test disponibili su richiesta.

Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2026 Medline. ML577_IT 06/2026