

# SensiCare® Pro

Opzione in nitrile per uso intensivo, con presa eccezionale e polsini da 400 mm



**Guanti extra-  
lunghi per  
una maggiore  
protezione  
e migliori  
prestazioni**

# Protezione extra e presa migliore

I guanti da esame in nitrile SensiCare® Pro sono progettati per offrire protezione, vestibilità e prestazioni eccezionali. Sono ideali per il personale che utilizza prodotti chimici per attività e procedure generali o per la pulizia, la decontaminazione e/o la disinfezione di strumenti chirurgici.

- Prestazioni globali e protezione completa per mano e avambraccio
- Guanti spessi e testurizzati con polsini più lunghi da 400 mm per una presa migliore
- Ottimi risultati nei test di resistenza alla perforazione\*
- Valore mediano forza di rottura (Force at Break, FAB) 12,4 newton
- Testati per farmaci chemioterapici\*\*

## Informazioni sull'ordine


Codice articolo	Taglia	Confezionamento
PRO400XS	X-small	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400S	Small	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400M	Media	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400L	Large	50 pz/scat, 10 scat/conf
PRO400XL	X-large	50 pz/scat, 10 scat/conf

## Tecnologia di imballaggio sostenibile

Confezionamento a strati piatti

Codici di colori per le taglie

Materiali riciclabili al 100%



## Regolamenti e standard di qualità

- Dispositivo medico di Classe I non sterile ai sensi del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 e il Regolamento sui dispositivi medici del Regno Unito.
- Conforme alle norme EN 455-1, 2, 3, e 4
- Prodotto in conformità alla norma EN ISO 13485
- Soddisfa i requisiti del Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (UE) 2016/45 Categoria III, come introdotto nella legislazione del Regno Unito e successive modifiche.
- Conforme alle norme EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5, EN 388
- Testato per la penetrazione virale, in conformità alla norma EN ISO 374-5



Materiale: Nitrile +

Colore: Blu +

Lunghezza: 400 mm +

Superficie Interamente testurizzati +

Livello accettabile di qualità (Acceptable Quality Level, AQL): 1,0 +

Certificazione DPI: Tipo B +

Con tecnologia OptiCuff che evita l'arrotolamento del polsino

## Ideale per aree specializzate, tra cui:



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433  
[www.medline.eu/ch-it](http://www.medline.eu/ch-it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US

\*Risultati del test disponibili su richiesta. \*\*Non utilizzare con carmustina o tiotepa.

I guanti SensiCare Pro sono un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia

2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Paesi Bassi

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML577\_IT 10/2024