

SensiCare® Pro

Voor zwaar gebruik nitrile optie met uitstekende grip en 400mm manchet



**Extra lange
handschoenen
voor meer
bescherming
en betere
prestaties**

Extra bescherming en betere grip

SensiCare® Pro nitrile onderzoekshandschoenen zijn ontworpen om uitstekende bescherming, pasvorm en prestaties te bieden. Ze zijn gemaakt voor personeel dat agressieve chemicaliën gebruikt bij algemene taken en procedures, of chirurgische instrumenten reinigen, ontsmetten en / of desinfecteren.

- Allround prestaties en bescherming voor de hand en onderarm
- Dikke handschoenen met volledige textuur en langere 400 mm manchetten voor betere grip
- Sterke prestaties bij testen op perforatieweerstand*
- Breekkracht (FAB) mediaan waarde: 12,4 newton
- Getest op bescherming tegen cytostatica**

Bestelinformatie


Artikelnummer	Maat	Verpakking
PR0400XS	Extra Small	50 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
PR0400S	Small	50 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
PR0400M	Medium	50 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
PR0400L	Large	50 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
PR0400XL	Extra Large	50 stuks/doosje, 10 doosjes/doos

Duurzame verpakkingstechnologie

Flat-layer verpakking

Op kleur gebaseerde maatvoering

100% recycleerbare materialen



Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Medische Hulpmiddelen Richtlijn (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de EN normen 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd
- Voldoet aan de normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1, EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5, EN 388
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900


www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900


www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US 





Materiaal: Nitril 

Kleur: Blauw 

Lengte: 400 mm 

Oppervlakte: 
Volledig gestructureerd

Acceptabel 
kwaliteitslevel (AQL): 1,0

PBM-gecertificeerd: 
Type B

Met OptiCuff
anti-manchet-
oprol technologie

Ideaal voor gespecialiseerde gebieden, waaronder:



Centrale sterilisatie



Endoscopie



Pathologie



Milieudiensten



Apotheek



Spoedeisende hulp



Trauma



Kraamafdeling



Lab



Ontsmetting



Urologie



Latex



3 PPE



*Testdata is verkrijgbaar op verzoek. **Niet gebruiken met Carmustine of Thiotepa.

SensiCare Pro handschoenen zijn een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I dat bedoeld is voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS
Nieuwe Stationsstraat 10
44110 Châteaubriant, Frankrijk



2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Nederland

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML577_NL 10/2024