

SensiCare® Pro Luvas de nitrilo
Comprimento de 400 mm, Mais Grossas e Melhor Aderência



**Proteção
e eficácia**

Proteção adicional e melhor aderência

Concebidas para profissionais que manipulam produtos químicos ou realizam tarefas ou procedimentos de limpeza, descontaminação ou desinfecção de equipamentos ou instrumentos cirúrgicos. As luvas de nitrilo SensiCare® Pro fornecem proteção, ajuste e desempenho excepcionais.

- Proteção geral e desempenho
- Punho longo com 400mm, mais grossa, com bom desempenho em testes de resistência à perfuração* e citostáticos**; texturada em toda a sua superfície para uma melhor aderência

Informação de embalagem

Referência	Tamanho	Embalagem
PRO400XS	X-small	50 uni/disp, 10 disp/cx
PRO400S	Small	50 uni/disp, 10 disp/cx
PRO400M	Medium	50 uni/disp, 10 disp/cx
PRO400L	Large	50 uni/disp, 10 disp/cx
PRO400XL	X-large	50 uni/disp, 10 disp/cx

Código Químico	Químico	Nível de Proteção à Permeabilidade	Degradação (%)
K	Hidróxido de Sódio (40%)	4	-18.1
P	Hydrogen peroxide (30%)	4	+1.9
T	Formaldeído (37%)	4	+5.8

EN ISO 374-5-2016	Nível
Proteção a Bactérias e Fungos	Protege
Proteção a Vírus	Protege



Com **OptiCuff** tecnologia com rebordo para reduzir o deslizamento

Cor: Azul
Comprimento: 400 mm
Material: Nitrilo
Superfície: Texturizada
AQL: 1,0

Ideal para diferentes áreas:



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922

medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US

* Disponíveis resultados de teste mediante pedido. ** Não utilizar com Carmustina e Thiotepa.

A luva SensicarePro é um dispositivo médico não estéril concebido para ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da sua utilização, consultar as instruções de uso. Reservado o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France