

# SensiCare® Pro

Opção em nitrilo extra forte com uma aderência excepcional e punho de 400 mm



**Luvas extra  
compridas para  
uma proteção  
e desempenho  
superiores**

# Proteção adicional e uma melhor aderência

As nossas luvas de exame de nitrilo SensiCare® Pro foram concebidas para proporcionar uma proteção, ajuste e desempenho fora de série. Estas luvas foram idealizadas para os profissionais que utilizam produtos químicos em tarefas ou procedimentos gerais, na limpeza, descontaminação e/ou desinfeção de instrumentos cirúrgicos.

- Desempenho e proteção totais para a mão e o antebraço
- Luvas grossas totalmente texturadas com punhos mais compridos de 400 mm para uma melhor aderência
- Bom desempenho nos testes de resistência à perfuração\*
- Força de rutura (FAB) valor mediano: 12,4 newtons
- Testadas contra fármacos de quimioterapia\*\*

## Informações de encomenda


Número do artigo	Tamanho	Embalagem
PRO400XS	XS	50 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
PRO400S	S	50 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
PRO400M	M	50 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
PRO400L	L	50 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
PRO400XL	XL	50 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa

## Tecnologia de embalagem sustentável

Embalagem de camada plana

Tamanhos com código de cores

Materiais 100% recicláveis



## Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico Classe 1 não estéril segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido.
- Cumpre as normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5, EN 388
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5



Medline International Portugal Unipessoal LDA  
Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt  
Encomendas: pt-pedidos@medline.com  
Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com


FOLLOW US

\*Dados dos testes disponíveis mediante pedido. \*\*Não utilizar com Carmustina ou Tiotepa.

As luvas SensiCare Pro são um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML577\_PT 11/2024



Material: Nitrilo

Cor: Azul

Comprimento: 400 mm

Superfície: Totalmente texturadas

Nível de Qualidade Aceitável (AQL): 1,0

Certificação EPI: Tipo B

Com tecnologia OptiCuff que impede o descair do punho

## Ideal para áreas especializadas, incluindo:



Central estéril



Endoscopia



Patologia



Serviços ambientais



Farmácia



Urgências



Traumatologia



Obstetria e Partos



Laboratório



Descontaminação



Urologia



Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França



2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdão, Países Baixos