



SENSICARE® SHIELD

STERILE UND LATEXFREIE RÖNTGENSCHUTZHANDSCHUHE

SensiCare® Shield ist ein latexfreier Röntgenschutzhandschuh. Durch seine spezielle Materialzusammensetzung schützt er die Hände des Trägers vor sekundärer Streustrahlung bei Anwendungen im Umfeld des C-Bogens oder anderer Röntengeräte.

Handschuhe der SensiCare-Reihe revolutionierten die Handschuh-Industrie mit der Einführung des ersten synthetischen Handschuhs aus Polyisopren. Medlines einzigartige Isolex-Rezeptur bietet herausragenden Komfort und Leistung, auch im Vergleich zu natürlichem Latex.

Das Basismaterial des SensiCare® Shield besteht aus Isolex Polyisopren, die strahlenabschwächende Wirkung wird durch Wolfram, ohne den Zusatz von Blei, erreicht.

Artikelnummer	Größe	VE
MSG3965	6 ½	5 Paare/Karton, 20 Paare/Karton
MSG3970	7	5 Paare/Karton, 20 Paare/Karton
MSG3975	7 ½	5 Paare/Karton, 20 Paare/Karton
MSG3980	8	5 Paare/Karton, 20 Paare/Karton
MSG3985	8 ½	5 Paare/Karton, 20 Paare/Karton
MSG3990	9	5 Paare/Karton, 20 Paare/Karton

Empfohlen für die Nutzung bei:

Anwendungen mit sekundärer Streustrahlung, beispielsweise im Umfeld des C-Bogens oder anderer Röntengeräte

Bestimmungen und Qualitätsstandards:

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
- Klasse IIa, steril
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III gemäß 89/686/EWG

SPEZIFIKATIONEN:

- Lochfreiheit gemäß EN455: AQL 0,65
- Synthetische Polyisopren-Rezeptur, latexfrei
- Synthetische Polymer-Innenbeschichtung
- Strahlenschutz-Additiv ist Wolfram anstatt Blei
- Farbe: Schwarz
- Leicht texturiert
- Materialstärke Finger: 0,36mm
- Länge: 296mm
- SensiCare Shield ist ein steriles Einmalprodukt



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de