



SENSICARE® FREE NITRIL-HANDSCHUH

Prävention statt Reaktion auf Allergien

Die sichere Alternative. Während die Gefahren von Latex-Allergien im klinischen Bereich heutzutage weithin bekannt sind, bleiben chemische Akzeleratoren (auch Weichmacher/Vulkanisationsbeschleuniger) als Hauptursache von Kontaktallergien (Typ IV), oft unbeachtet. SensiCare® Free bietet nun eine ideale Lösung für Allergiker und auch als vorbeugende Maßnahme gegen die Entwicklung künftiger Allergien. 100% der Patienten mit Kontaktdermatitis verzeichneten eine wesentliche Verbesserung nach dem Wechsel zu einem Beschleuniger-freien Handschuh².

- 74% aller Fälle von allergischer Dermatitis sind auf den jeweiligen Beruf zurückzuführen².
- Aus allen Berufsgruppen besteht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen die größte Gefahr, an einer Allergie zu erkranken¹. 70% einer beruflich bedingten Kontaktdermatitis betreffen das Pflegepersonal im Gesundheitswesen².
- bis zu 82% der Patienten mit berufsbedingter Dermatitis wechseln aufgrund ihrer Beschwerden den Tätigkeitsbereich und 48% sind für mindestens 7 Tage krankgeschrieben³.

Wechseln Sie zu Medlines SensiCare® Free Handschuhen und schützen Sie Ihr Pflegepersonal vor Allergien und Nebenwirkungen, hervorgerufen durch chemische Beschleuniger.

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MDSFREE-XS	Extra-klein	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
MDSFREE-S	Klein	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
MDSFREE-M	Mittel	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
MDSFREE-L	Groß	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
MDSFREE-XL	Extra-groß	180 Stück/Box, 10 Boxen/Karton

Empfohlen für die Benutzung in:



Bestimmungen und Qualitätsstandards:

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Medizinprodukt Klasse I, unsteril, konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
- Konform gemäß EU-Richtlinie 89/686/EWG "Persönliche Schutzausrüstung", Kategorie III
- Lebensmittelrecht gemäß Richtlinie 2002/72/EG

1. Occupational contact allergy caused by rubber gloves-nothing has changed-Johannes Geier, Holger Lessmann, Vera Mahler, Ute Pohrt, Wolfgang Uter and Axel Schnuch-May 2012
 2. Allergic Contact Dermatitis to Synthetic Rubber Glove-Lauren Y. Cao, BS; James S. Taylor, MD; Apra Sood, MD; Debora Murray, LPN; Paul D. Siegel, PHD-Sep 2010
 3. Germany-cost of illness from occupational hand eczema in Germany-Thomas L. Deoegen, Reginald Scheidt, Elke Weissnar, Swen M. John and Klause Hieke-Nov 2012

VORTEILE:

- Nitril-Untersuchungshandschuh
- Ohne Akzeleratoren / Ohne Beschleuniger
- Komfortable Passform
- Hervorragende Tastempfindlichkeit
- Verlässliche Griffigkeit
- Farbe: Blau
- 100% latexfrei
- Microstop™-Folie
- PSA zertifiziert
- Farbkodierte Größen



Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie uns unter www.medline.com/de