

SensiCare® Free



Guantes de examen de nitrilo no estériles libres de polvo y libres de aceleradores

Aunque los profesionales sanitarios están bien informados sobre las alergias al látex, puede que pasen por alto las alergias debidas a los aceleradores químicos empleados en la fabricación de guantes (alergia de tipo IV; dermatitis alérgica de contacto).

SensiCare Free se ha diseñado para responder a esta preocupación. Más del 66,67 % de los pacientes con casos de dermatitis no tuvieron ningún síntoma tras cambiar a un guante sin aceleradores.¹

Cambie a los guantes SensiCare Free de Medline para proteger y evitar las alergias asociadas y el impacto negativo que los aceleradores químicos pueden tener en sus trabajadores sanitarios.

Ventajas y características

- Libre de aceleradores químicos
- Diseñado para ofrecer un ajuste cómodo y agarre fiable
- Nivel de calidad aceptable (AQL) según EN455-1: 1,0
- Fuerza de rotura (FAB), mediana: 8,2 newtons
- Equipo de protección individual (EPI) certificado: Tipo B
- Testados contra los fármacos quimioterapéuticos*


Información para pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MDSFREE-XS	Extrapequeña	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
MDSFREE-S	Pequeña	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
MDSFREE-M	Mediana	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
MDSFREE-L	Grande	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
MDSFREE-XL	Extragrande	180 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja



Tecnología de envasado sostenible

Film MicroStop™



Envasado a capas planas



Código de talla por colores



Materiales reciclables al 100 %



Recomendado para el uso en:



Unidad de cuidados intensivos



Farmacia/oncología



Obstetricia



Unidad de cuidados no intensivos




Extracciones



Limpieza

Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Testado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Cumple el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Países Bajos



Descubra cómo la gama de guantes de Medline, incluidos los SensiCare Free, marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

*Gunasegaran, J. et al. (2024) 'Review on prevalence, risk factors, and research advancements on the use of medical gloves concerning hand dermatitis among health care workers', Safety and Health at Work [Preprint]. doi:10.1016/j.shaw.2024.02.005

*No debe utilizarse con carmustina o tiotepa

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I, destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML521_ES 08/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia