

# SensiCare® Free



Guanti da esame non sterili, in nitrile, depolverati e privi di acceleratori

Sebbene le allergie dovute al lattice siano ben conosciute dai professionisti sanitari, spesso si ignorano o si sottovalutano i disturbi e le conseguenti reazioni da ipersensibilità di Tipo IV (es: dermatite da contatto) causati dagli acceleratori chimici.

I guanti SensiCare® Free sono progettati specificamente per affrontare e risolvere questa problematica; oltre il 66,67% delle persone affette da dermatite da contatto, infatti, non ha più manifestato la classica sintomatologia associata a tale disturbo una volta indossati con continuità guanti privi di acceleratori.<sup>1</sup>

Scegliere di utilizzare i guanti Medline SensiCare® Free vi permetterà quindi di prevenire le allergie e i relativi effetti negativi provocati dagli acceleratori chimici, e di proteggere il vostro personale sanitario.

## Proprietà e vantaggi

- Privi di acceleratori chimici
- Realizzati per garantire un'ottima vestibilità e una presa sicura
- Caratterizzati da un AQL (Livello di Qualità Accettabile) di 1,0, in conformità alla norma EN 455-1
- Presentano un valore medio di Resistenza alla Rottura (FAB) pari a 8,2 newton
- Certificati come DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, e classificati come guanti di Tipo B
- Testati per la resistenza alla permeazione di farmaci chemioterapici\*



**Spessore**  
Polpastrello: 0,09 mm  
Palmo: 0,07 mm  
Polsino: 0,05 mm

## Informazioni per gli ordini


Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MDSFREE-XS	X-Small	200 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
MDSFREE-S	Small	200 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
MDSFREE-M	Medium	200 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
MDSFREE-L	Large	200 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
MDSFREE-XL	X-Large	180 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita

## Consigliati per l'utilizzo a livello di:




## Tecnologia di imballaggio ecologica e sostenibile

Pellicola protettiva MicroStop™



Confezionamento a strati piatti



Sistema a codice colore che permette di individuare con facilità la taglia




Materiali riciclabili al 100%



## Normative e standard di qualità

- Dispositivo medico non sterile di classe I, in accordo al Regolamento Europeo MDR 2017/745 ed al Regolamento MDR del Regno Unito
- Conforme ai requisiti delle norme EN 455-1, 2, 3 e 4
- Prodotto ai sensi della norma internazionale EN ISO 13485
- Come DPI di III Categoria soddisfa i requisiti sia del Regolamento Europeo 2016/45 sui Dispositivi di Protezione Individuale, sia del Regolamento modificato e convertito in legge nel Regno Unito
- Corrispondente agli standard relativi alle norme EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Testato per la protezione e la resistenza alla penetrazione virale, definite dalla norma EN ISO 374-5
- Rispetta il Regolamento Europeo 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari



**CE** 2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Paesi Bassi



Scoprite come SensiCare® Free e l'intera gamma di guanti Medline riescano realmente a fare la differenza in tutto il mondo: contattate il vostro rappresentante Medline di riferimento o visitate il sito [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)

\*Gunasegaran, J. et al. (2024) 'Review on prevalence, risk factors, and research advancements on the use of medical gloves concerning hand dermatitis among health care workers', Safety and Health at Work [Preprint]. doi:10.1016/j.shaw.2024.02.005

\*Non indicati per il contatto con Carmustina (BiCNU) o Tiotepa

Questo prodotto è un dispositivo medico non sterile di classe I, destinato a essere utilizzato dal personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML521\_IT 09/2024