

# SensiCare® Free



## Luvas de exame de nitrilo sem pó, não estéreis, e sem aceleradores

Não obstante os profissionais de saúde estejam bem informados sobre as alergias ao látex, podem ignorar as alergias desencadeadas por aceleradores químicos no fabrico de luvas (alergia de tipo IV; dermatite de contacto alérgica).

As luvas SensiCare Free foram criadas para resolver esta questão. Mais de 66,67% dos pacientes com casos de dermatite ficaram livres de sintomas depois de mudarem para luvas sem aceleradores.<sup>1</sup>

Mude para as luvas SensiCare Free da Medline para ajudar a proteger e a prevenir as alergias relacionadas e o impacto negativo que os aceleradores químicos podem ter nos seus profissionais de saúde.

### Vantagens e funcionalidades

- Sem aceleradores químicos
- Concebidas para proporcionarem um ajuste confortável e uma aderência fiável
- Nível de qualidade aceitável (AQL) EN455-1: 1,0
- Força de rutura (FAB) valor mediano: 8,2 newtons
- Certificação Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Tipo B
- Testadas contra fármacos de quimioterapia\*

### Informações de encomenda


Número do artigo	Tamanho	Embalagem
MDSFREE-XS	XS	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSFREE-S	S	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSFREE-M	M	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSFREE-L	L	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSFREE-XL	XL	180 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa




**Espessura**  
Dedo: 0,09 mm  
Palma: 0,07 mm  
Punho: 0,05 mm

### Tecnologia de embalagem sustentável

Película MicroStop™



Embalagem de camada plana



Tamanhos codificados por cores



100% materiais recicláveis



### Utilização recomendada em:



Unidades de cuidados intensivos



Farmácia/Oncologia



Partos



Unidades de cuidados não intensivos




Flebotomia



Serviços ambientais

### Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico Classe I não estéril segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido
- Cumpre as normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5
- Cumpre o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdão, Países Baixos



Explore como a gama de luvas da Medline, incluindo a SensiCare Free, faz a diferença em todo o mundo.  
Entre em contacto com o delegado de vendas local da Medline ou consulte o nosso website: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)

<sup>1</sup>Gunasegaran, J. et al. (2024) 'Review on prevalence, risk factors, and research advancements on the use of medical gloves concerning hand dermatitis among health care workers', Safety and Health at Work [Preprint]. doi:10.1016/j.shaw.2024.02.005

\*Não deve ser utilizado com Carmustina ou Tiotepa

Este produto é um dispositivo médico classe I não estéril destinado a ser usado por profissionais de saúde.  
Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML521\_PT 07/2024

Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França