

# SensiCare® Ice

Unsterile puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe



**Schutz  
bei jedem  
Touchpoint**



# SensiCare® Ice

## Unsterile puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe

### Vorteile und Kundennutzen

Akzeptables Qualitätslevel (AQL): 1.0  
Reißfestigkeit (FAB – Medianwert): 8,1 Newton

- Angenehme Passform
- Zuverlässige Griffbarkeit
- PSA-zertifiziert
- Zytostatika-getestet

Farbe: Violettblau  
Texturierte Fingerspitzen  
Länge: 249 mm

### Materialstärke

Finger: 0,09 mm  
Handfläche: 0,07 mm  
Stulpe: 0,05 mm

### Empfohlen für folgende Anwendungsbereiche:



## Innovative und nachhaltige Verpackungstechnik


### Microstop™-Folie

Deckt die Öffnung der Box ab, um die Anzahl der entnommenen Handschuhe zu kontrollieren und Abfall zu vermeiden.



### Flat-Layer-Verpackung

Das intelligente Roboter-Verpackungssystem von Medlinestapelt die Handschuhe in einer einzigen flachen Lage in jeder Box und trägt so dazu bei, Abfall zu reduzieren und die Effizienz und Kundenzufriedenheit zu verbessern.



### Farbkodierte Größenkennzeichnung

Die praktische, farbkodierte Medline Größenkennzeichnung hilft Ihnen, schnell und einfach die richtige Größe auszuwählen, und trägt dazu bei, Abfall und Ineffizienz zu vermeiden.



### Wiederverwertbare Materialien

Unsere Boxen und Kisten bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien, die alle weiter recycelt werden können.



# Untersuchungshandschuhe von Medline

Schutz bei jedem Touchpoint

## Unser Engagement für Sie

Medline Handschuhe schützen Ihre Mitarbeiter, schonen Ihr Budget und Ihre Lieferkette durch maßgeschneiderte Lösungen für Ihren gesamten Bedarf an Untersuchungshandschuhen.

25 Milliarden  
Paar jährlich  
weltweit  
verkauft

## Beständigkeit ist der Schlüssel

Wir haben uns der Qualität verschrieben:

**5-Punkte-Qualitätsprozess**

**Solide Infrastruktur**

**Strenge Produktprüfung**

**bsi. Certificate of Registration**  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012  
This is to certify that:  
**Medline International France SAS**  
5, rue Charles Lindbergh  
Clichés-Briant  
44110  
France  
Holds Certificate Number: **MD 593395**  
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 and EN ISO 13485:2012 for the following scope:  
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personal covering, autoclave equipment, medical gloves, skin barrier film and sterile and foam wound care dressings  
For and on behalf of BSI: **Frank Lee, BREA Compliance & Risk Director**  
Original Registration Date: 16/07/2013 Effective Date: 01/10/2017  
Latest Review Date: 15/02/2017 Expiry Date: 26/02/2020

**bsi. Certificate of Registration**  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015  
This is to certify that:  
**Medline Industries, Inc.**  
HQ Function  
3 Lakes Dr  
Northfield  
Illinois  
60093  
USA  
Holds Certificate No: **EMS 578261**  
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:  
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, test setup, distribution of adult disposable incontinence products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.  
For and on behalf of BSI: **Carlos Wang, SVS System Certification and Compliance**  
Original Registration Date: 2012-05-16 Effective Date: 2015-05-16  
Latest Review Date: 2017-07-10 Expiry Date: 2018-05-15  
Page 1 of 2

## Wir engagieren uns für Corporate Social Responsibility.



### Soziales Engagement

Mehr als 3.000 Arbeitsplätze werden direkt durch unsere Hauptproduktionsstätte geschaffen oder unterstützt.



### Umweltschutz

Wir sind ISO 14001-zertifiziert, um Umweltrisiken zu bewerten, Energieeinsparungen zu messen und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.



### WRAP-Zertifizierung

Gemeinsam mit Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) setzt sich Medline für bessere Arbeiter- und Menschenrechte in der Lieferkette ein.

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Länge	Breite	Verpackung
486800	Extra small (XS)	246 mm	78 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
486801	Small (S)	250 mm	84 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
486802	Medium (M)	249 mm	96 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
486803	Large (L)	246 mm	115 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
486804	Extra large (XL)	248 mm	114 mm	180 Paar/Box, 10 Boxen/Karton



## Normen und Qualitätsstandards

- Unsterile Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 und UK Medizinprodukteverordnung
- Das Produkt erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/45 Kategorie III, die in britisches Recht umgesetzt und geändert wurde;
- Erfüllt die Normen EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5
- Virale Penetration erfolgreich getestet gemäß EN ISO 374-5
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.



2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Netherlands

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen:  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel.: +49 2821 7510-0

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz  
Tel: +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +43 800 201 878

[www.medline.eu/at](http://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.  
Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1333\_DE 10/2023