

SensiCare® Ice

Guantes de examen de nitrilo no estériles sin polvo



**Protección
en cada
punto de
contacto**



SensiCare Ice

Guantes de examen de nitrilo no estériles sin polvo

Características y ventajas

Límite de calidad aceptable (AQL): 1,0
Fuerza de rotura (FAB - media): 8,1 newtons

- Cómodo ajuste
- Agarre consistente
- Certificación EPI
- Testado frente a productos químicos y citostáticos

Color: Azul violeta
Puntas de los dedos texturizadas
Longitud: 249 mm

Grosor

Dedo: 0,09 mm
Palma: 0,07 mm
Puño: 0,05 mm

Recomendado para el uso en:



Parto y alumbramiento



Servicios medioambientales



Farmacia/oncología



Unidad de cuidados no críticos



Unidad de cuidados de flebotomía




Unidad de cuidados críticos



Tecnología de envasado innovadora y sostenible


Película MicroStop™

Cubre la abertura de la caja para controlar el número de guantes dispensados, ayudando a reducir el desperdicio



Envasado a capas planas

Nuestro sistema de envasado automático inteligente apila los guantes en una capa plana dentro de cada envase, ayudando a reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia y la satisfacción



Códigos de talla por colores

Nuestro práctico sistema de tallaje con códigos de colores le permite elegir rápida y fácilmente los guantes del tamaño adecuado, ayudando a reducir el desperdicio y la ineficiencia



Materiales reciclables

Nuestros envases y cajas se componen de materiales 100 % reciclados que pueden reciclarse de nuevo



Guantes de examen Medline

Protección en cada punto de contacto

Nuestro compromiso con usted

Nuestros guantes protegen de forma óptima a los profesionales, pacientes, su entorno, y protegemos integralmente la cadena de suministro para cubrir todas sus necesidades de guantes de examen.

25.000 millones de guantes vendidos anualmente en todo el mundo

La consistencia es clave.

Estamos comprometidos con la calidad, respaldada por:

Control de calidad de 5 puntos

Infraestructura sólida

Pruebas rigurosas del producto

bsi.
Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012
This is to certify that:
Medline International France SAS
S, rue Charles Lindbergh
ClichésurSeine
44120
France
Holds Certificate Number: **MD 595395**
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 and ISO 13485:2012 for the following scope:
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personnel covering, scrub equipment, medical gloves, skin barrier film and sterile and foam wound care dressings
For and on behalf of BSI: **Frank Lee, BSI Compliance & Risk Director**
Original Registration Date: 16/07/2013
Latest Review Date: 15/02/2017
Effective Date: 01/10/2013
Expiry Date: 26/02/2020

bsi.
Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015
This is to certify that:
Medline Industries, Inc.
HQ Functions
3 Lakes Dr
Northfield
Illinois
60093
USA
Holds Certificate No: **EMS 578261**
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, test setup, distribution of adult, disposable procedure products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.
For and on behalf of BSI: **Carlos Piñango, BSI System Certification and Compliance**
Original Registration Date: 23/02-05-16
Latest Review Date: 20/12-07-18
Effective Date: 2015-05-16
Expiry Date: 2018-05-15
Page: 1 of 2

Estamos comprometidos con la responsabilidad social corporativa



Impacto social

Más de 3.000 puestos de trabajo creados directamente o respaldados por nuestro centro de producción principal



Impacto medioambiental

Certificación ISO 14001 para evaluar el riesgo medioambiental, medir el ahorro de energía y ayudar a reducir las emisiones de carbono



Certificación WRAP

Respeto de los derechos humanos y laborales en la cadena de suministro de Medline en asociación con Worldwide Accredited Production (WRAP)

Información para pedidos

Referencia	Talla	Longitud	Ancho	Envasado
486800	XS	246 mm	78 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
486801	S	250 mm	84 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
486802	M	249 mm	96 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
486803	L	246 mm	115 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
486804	XL	248 mm	114 mm	180 ud./envase, 10 envases/caja



Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Testado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos



2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Países Bajos

Explore cómo los guantes Medline marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es



Medline Internacional Iberia S.L.U

Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España

Tfno: +34 900 600 602

www.medline.eu/es

Pedidos: es-pedidos@medline.com

Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1333_ES 02/2023