

**SensiCare® Ice**

Guantes de examen de nitrilo no estériles sin polvo



**Protección  
en cada  
punto de  
contacto**



# SensiCare® Ice

Guantes de examen de nitrilo no estériles sin polvo

## Ventajas y características

- Diseñados para ofrecer un ajuste cómodo y un agarre fiable
- Nivel de calidad aceptable (AQL) según EN455-1: 1,0
- Fuerza de rotura (FAB), mediana: 8,1 newtons
- Certificados como equipo de protección individual (EPI)
- Probados contra los fármacos quimioterapéuticos

## Recomendado para el uso en:



Unidad de cuidados críticos



Farmacia/oncología



Obstetricia



Hospitalización



Extracciones



Servicio de Limpieza



Puntas de los dedos texturizadas

Color: Azul violeta

Longitud: mín. 246 mm

## Grosor


Dedo: 0,09 mm  
Palma: 0,07 mm  
Puño: 0,05 mm

## Tecnología de envasado innovadora y sostenible

### Film MicroStop™


Cubre la abertura de la caja para controlar el número de guantes dispensados, ayudando a reducir el desperdicio

Film MicroStop™



### Envasado a capas planas

Nuestro sistema de envasado automático inteligente apila los guantes en una capa plana dentro de cada envase, ayudando a reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia y la satisfacción



### Códigos de talla por colores

Nuestro práctico sistema de tallaje con códigos de colores le permite elegir rápida y fácilmente los guantes del tamaño adecuado, ayudando a reducir el desperdicio y la ineficiencia



### Materiales reciclables

Nuestros envases y cajas se componen de materiales reciclados en un 70-100 % que pueden reciclarse de nuevo al 100 %



# Guantes de examen de Medline

Protección en cada punto de contacto

## Nuestro compromiso con el cliente

Nuestros guantes protegen los profesionales de primera línea, el equilibrio financiero y la cadena de suministro mediante soluciones personalizadas para todas las necesidades de guantes de examen.

25 billones de unidades vendidas anualmente en todo el mundo

## La consistencia es clave.

Estamos comprometidos con la calidad, como se ve en nuestra propuesta:

**Proceso de calidad de 5 puntos**

**Sólida infra-estructura**

**Pruebas rigurosas del producto**

**bsi.**  
Certificate of Registration  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012  
This is to certify that:  
**Medline International France SAS**  
S, rue Charles Lindbergh  
Créteil-Montant  
93110  
France  
Holds Certificate Number: MD 595395  
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012 for the following scope:  
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure blankets, surgical masks, surgical personnel covering, surgical equipment, medical gloves, skin barrier film and silicone and foam wound care dressings.  
For and on behalf of BSI: Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director  
Original Registration Date: 16/07/2013 Effective Date: 01/10/2023  
Latest Revision Date: 15/03/2017 Expiry Date: 28/02/26

**bsi.**  
Certificate of Registration  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015  
This is to certify that:  
**Medline Industries, Inc.**  
HQ Functions  
3 Lakes Dr.  
Northfield  
Illinois  
60093  
USA  
Holds Certificate No: EMS 578261  
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:  
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, wet stages, distribution of adult disposable incontinence products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.  
For and on behalf of BSI: Carlos Piñango, SVS System Certification and Compliance  
Original Registration Date: 2012-05-16 Effective Date: 2015-05-16  
Latest Revision Date: 2017-07-10 Expiry Date: 2018-05-15

Estamos comprometidos con los ámbitos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), adoptando un enfoque centrado en las personas y el planeta.



### Auditoría y abastecimiento ético

Defendemos los derechos humanos y laborales en la cadena de suministro de Medline mediante nuestro programa de abastecimiento ético y nuestro certificado WRAP (producción acreditada en todo el mundo).



### Medioambiente y cambio climático

Nuestra producción de guantes cuenta con la certificación ISO 14001, que nos permite evaluar los riesgos medioambientales, medir el ahorro de energía y ayudar a reducir las emisiones de carbono.

Lea el **Informe de ESG global de Medline 2023** para obtener más información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad.

## Información para pedidos

Referencia	Talla	Envasado
486800	Extrapequeña	200 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
486801	Pequeña	200 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
486802	Mediana	200 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
486803	Grande	200 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
486804	Extragrande	180 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja



## Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individuales de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Probado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos



Descubra cómo la gama de guantes de Medline, incluidos los SensiCare® Ice, marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



**Medline Internacional Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
Pedidos: [es-pedidos@medline.com](mailto:es-pedidos@medline.com)  
Atención al Cliente: [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1333\_ES 11/2024