

SensiCare® Ice

Gants d'examen en nitrile, non stériles, non poudrés



**Une protection
à chaque point
de contact**



SensiCare® Ice

Gants d'examen en nitrile, non stériles, non poudrés

Avantages et caractéristiques

- Conçus pour un ajustement confortable et une préhension ferme
- Niveau de qualité acceptable (NQA) pour EN455-1 : 1.0
- Force à la rupture (FAR), valeur médiane : 8,1 newtons
- Certifiés équipements de protection individuelle (EPI)
- Testés avec des médicaments de chimiothérapie

Utilisation recommandée pour :



Épaisseur :
Doigt : 0,09 mm
Paume : 0,07 mm
Manchette : 0,05 mm




Technologie d'emballage innovante et durable

Film MicroStop™


Recouvre l'ouverture de la boîte pour contrôler le nombre de gants prélevés, contribuant ainsi à la réduction des déchets

Film MicroStop



Positionnement à plat dans la boîte

Notre système d'emballage robotisé exclusif empile les gants en fine couche dans chaque boîte et aide à minimiser les déchets ainsi qu'à améliorer l'efficacité et la satisfaction du client



Code-couleur par taille

Notre système de code couleur vous aide à choisir rapidement et facilement la bonne taille, contribuant ainsi à réduire le gaspillage



Matériaux recyclables

Nos boîtes et cartons sont fabriqués à partir de 70% à 100% de matériaux recyclés, tous 100% recyclables



Les gants d'examen Medline

Une protection à chaque point de contact

Notre engagement envers vous

Nos gants protègent votre personnel en première et seconde lignes, ainsi que votre chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions sur mesure adaptées à tous vos besoins en matière de gants d'examen.

25 milliards
d'unités vendues
annuellement
dans le monde

La constance est la clé.

Nous nous engageons à fournir des produits de qualité, notamment avec :

Un processus de qualité en 5 points

Une infrastructure solide

Des tests produit rigoureux

bsi.
Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012

This is to certify that:
Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
Créteil-Mantua
94110
France

Holds Certificate Number: **MD 595395**
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012 for the following scope:
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personnel covering, suction equipment, medical gloves, skin barrier film and silicone and foam wound care dressings.

For and on behalf of BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 16/07/2013
Latest Revision Date: 15/03/2017

Effective Date: 01/10/2016
Expiry Date: 28/02/2021

Page 1 of 2
...making excellence a habit

bsi.
Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:
Medline Industries, Inc.
HQ Functions
3 Lakes Dr.
Northfield
Illinois
60093
USA

Holds Certificate No: **EMS 578261**
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, wet stages, distribution of adult disposable incontinence products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.

For and on behalf of BSI:
Carlos Pianga, SVS System Certification and Compliance

Original Registration Date: 2012-05-16
Latest Revision Date: 2017-07-10

Effective Date: 2015-05-16
Expiry Date: 2018-05-15

Page: 1 of 2
...making excellence a habit

Nous nous engageons en faveur de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG), en adoptant une approche respectueuse de la planète et des individus.



Approvisionnement éthique et audit

Nous défendons les Droits du Travail et Droits de l'Homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement de Medline avec notre Programme d'approvisionnement éthique et notre certification WRAP (Worldwide Accredited Production).



Environnement et changement climatique

La fabrication de nos gants est certifiée ISO 14001, afin d'évaluer les risques pour l'environnement, de gérer les économies d'énergie et de contribuer à la réduction des émissions de carbone.

Consultez notre dernier **Rapport ESG global de Medline** pour en savoir plus sur nos initiatives de développement durables.

Informations de commande

Référence	Taille	Conditionnement
486800	XS	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486801	S	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486802	M	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486803	L	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486804	XL	180 unités/boîte, 10 boîtes/carton



Réglementation et normes de qualité

- Dispositif médical de Classe I non stérile répondant aux exigences de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (EU) 2017/745 et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
- Les produits répondent aux exigences des normes européennes harmonisées EN 455-1, 2, 3 et 4
- Fabriqué selon EN ISO 13485
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/45 telle qu'elle a été intégrée dans la réglementation du Royaume-Uni et modifiée ;
- Conforme aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 et EN ISO 374-5
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN ISO 374-5
- Certifié (EU) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Pays-Bas

Découvrez comment la gamme de gants de Medline, et notamment les gants SensiCare® Ice, font la différence à travers le monde. Pour en savoir plus, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez notre site Internet : www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 130 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Ce produit est un dispositif médical non stérile de classe I destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.
© 2025 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1333_FR 01/2025