

SensiCare® Ice

Gants d'examen en nitrile non stériles non poudrés



**Une protection
à chaque point
de contact**



SensiCare Ice

Gants d'examen en nitrile non stériles non poudrés

Caractéristiques et avantages

- Niveau de qualité acceptable (NQA) : 1.0
Force à la rupture (FAR - valeur médiane) : 8,1 Newtons
- Ajustement confortable
 - Préhension ferme
 - Certifiés EPI
 - Testés avec les médicaments de chimiothérapie

Couleur : Bleu-violet
Bouts de doigts texturés
Longueur : 249 mm

Épaisseur

Bout de doigt : 0,09 mm
Paume : 0,07 mm
Manchette : 0,05 mm

Utilisation recommandée pour :



Technologie d'emballage innovante et durable


Film MicroStop™

Recouvre l'ouverture de la boîte pour contrôler le nombre de gants prélevés, contribuant ainsi à la réduction des déchets



Positionnement à plat dans la boîte

Notre système d'emballage robotisé exclusif empile les gants un par un dans chaque boîte afin d'améliorer l'efficacité et la satisfaction du client



Code-couleur par taille

Notre système de code couleur vous aide à choisir rapidement et facilement la bonne taille, contribuant ainsi à réduire le gaspillage



Matériaux recyclables

Nos boîtes et cartons sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%



Les gants d'examen Medline

Une protection à chaque point de contact

Notre engagement envers vous

Nos gants protègent votre personnel en première et seconde lignes, ainsi que votre chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions sur mesure adaptées à tous vos besoins en matière de gants d'examen.

25 milliards de paires vendues annuellement dans le monde

La constance est fondamentale.

Nous nous engageons à fournir des produits de qualité, notamment avec :

Un processus de qualité en 5 points

Une infrastructure solide

Des tests produit rigoureux



Nous nous engageons en matière de responsabilité sociale dans l'entreprise



Impact sur la société

Plus de 3 000 emplois directement créés et/ou maintenus dans notre principale usine de production



Impact sur l'environnement

Certification ISO 14001 afin d'évaluer les risques pour l'environnement, de gérer les économies d'énergie et de contribuer à la réduction des émissions de carbone.



Certification WRAP

Pour la défense des Droits de l'Homme et du travail au sein de la chaîne d'approvisionnement de Medline, en partenariat avec Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)

Informations produit

Référence	Taille	Longueur	Largeur	Conditionnement
486800	XS	246 mm	78 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486801	S	250 mm	84 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486802	M	249 mm	96 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486803	L	246 mm	115 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
486804	XL	248 mm	114 mm	180 unités/boîte, 10 boîtes/carton



Normes de qualité

- Dispositif médical de Classe 1 non stérile répondant aux exigences de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (EU) 2017/745 et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
- Les produits répondent aux exigences des normes européennes harmonisées EN 455-1, 2, 3 et 4
- Fabriqué selon EN ISO 13485
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/45 telle qu'elle a été intégrée dans la réglementation du Royaume-Uni et modifiée ;
- Conforme aux normes EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 et EN ISO 374-5
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN ISO 374-5
- Certifié (EU) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



Découvrez comment les gants Medline font la différence dans le monde entier. Veuillez contacter votre représentant commercial Medline ou consultez notre site Internet : www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34

www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à l'usage des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1333_FR 05/2023