

SensiCare® Ice

Guanti da esame non sterili senza polvere



**Protezione
ad ogni punto
di contatto**



SensiCare Ice

Guanti da esame in nitrile non sterili e senza polvere

Caratteristiche e vantaggi

Limite di qualità accettabile (AQL): 1.0

Forza a rottura (FAB - valore mediano): 8.1 newton

- Vestibilità comoda
- Presa sicura
- Certificati come DPI
- Testati per gli agenti chemioterapici

Colore: Blu violaceo

Testurizzazione ai polpastrelli

Lunghezza: 249 mm

Spessore al

polpastrello: 0,09 mm

Palmo: 0,07 mm

Polsino: 0.05 mm

Consigliato per l'uso in:



Travaglio
e parto



Servizi di
pulizie



Farmacia /
Oncologia



Unità di cure
non critiche



Unità di
assistenza
flebotomica




Unità di terapia
intensiva



Tecnologia di imballaggio innovativa e sostenibile


MicroStop Film™

Copre l'apertura della scatola per controllare il numero di guanti erogati, contribuendo a ridurre gli sprechi



Flat-Layer packaging

Il nostro sistema robotizzato di imballaggio intelligente impila i guanti in un unico strato piatto all'interno di ogni scatola, contribuendo a ridurre gli sprechi e a migliorare l'efficienza e la soddisfazione.



Codice di colori per le taglie

Il nostro pratico sistema di dimensionamento con codice colore consente di scegliere rapidamente e facilmente la taglia giusta, contribuendo a ridurre gli sprechi e la perdita di tempo per il personale sanitario.



Materiali riciclabili

Le nostre scatole e custodie sono realizzate al 100% con materiali riciclati, tutti ulteriormente riciclabili.



Guanti da esame Medline

Protezione in ogni punto di contatto

Il nostro impegno nei vostri confronti

I nostri guanti proteggono la vostra prima linea, i vostri profitti e la vostra catena di fornitura attraverso soluzioni personalizzate per tutte le vostre esigenze di guanti da esame.

25 miliardi di
paia venduti
ogni anno nel
mondo

La coerenza è fondamentale.

Il nostro impegno è rivolto alla qualità, come dimostra la nostra:



Siamo impegnati nella responsabilità sociale d'impresa



Impatto sociale

Più di 3.000 posti di lavoro creati o sostenuti direttamente dal nostro stabilimento di produzione primario



Impatto ambientale

Certificazione ISO 14001 per valutare il rischio ambientale, misurare i risparmi energetici e contribuire a ridurre le emissioni di carbonio.



Certificazione WRAP

Promozione del lavoro e dei diritti umani nella catena di fornitura di Medline in collaborazione con Worldwide Accredited Production (WRAP)

Informazioni per l'ordine

Codice articolo	Misure	Lunghezza	Larghezza	Confezionamento
486800	X-Small	246 mm	78 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
486801	Small	250 mm	84 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
486802	Media	249 mm	96 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
486803	Large	246 mm	115 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
486804	X-Large	248 mm	114 mm	180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



Normative e standard di qualità

- Dispositivo medico non sterile di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) 2017/745
- Conforme agli standard EN 455-1, 2, 3 e 4
- Prodotto secondo la norma EN ISO 13485
- Soddisfa i requisiti del Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (UE) 2016/45 Categoria III;
- Conforme agli standard EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Testato per la penetrazione virale, secondo la norma EN ISO 374-5
- Regolamento (UE) n. 10/2011 per materie plastiche e articoli destinati a venire a contatto con alimenti



2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Netherlands

Scoprite come i guanti Medline fanno la differenza nel mondo. Contattate il vostro rappresentante Medline di zona o visitate il nostro sito web: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile, destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1333_IT 02/2023