

# SensiCare® Ice

Guanti da Nitrile esame non sterili senza polvere



**Protezione  
in ogni punto  
di contatto**



# SensiCare® Ice

Guanti da Nitrile esame non sterili senza polvere

## Vantaggi e caratteristiche

- Progettati per offrire una vestibilità comoda e una presa affidabile
- Livello accettabile di qualità (Acceptable Quality Level, AQL) in conformità alla norma EN455-1: 1,0
- Valore mediano forza di rottura (Force at Break, FAB) 8,1 newton
- Certificazione dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Testati per farmaci chemioterapici

## Utilizzo consigliato:



Terapia intensiva



Farmacia/oncologia



Maternità e sala parto



Degenza



Unità di flebotomia



Servizi di pulizie




## Tecnologia di imballaggio innovativa e sostenibile

### Pellicola MicroStop™


Copre l'apertura della scatola per controllare il numero di guanti erogati, contribuendo a ridurre gli sprechi

Pellicola MicroStop



### Confezionamento a strati piatti

Il nostro sistema proprietario robotizzato di imballaggio intelligente impila i guanti in un unico strato all'interno di ogni scatola, contribuendo a ridurre gli sprechi e a migliorare l'efficienza e la soddisfazione.



### Codice di colori per le taglie

Il nostro pratico sistema di codice di colori per le taglie consente di scegliere rapidamente e facilmente la taglia giusta, contribuendo a ridurre gli sprechi e l'inefficienza.



### Materiali riciclabili

Le nostre scatole e confezioni sono realizzate con materiali riciclati al 70-100%, tutti riciclabili al 100%.



# Guanti da esame Medline

Protezione in ogni punto di contatto

## Il nostro impegno

I nostri guanti forniscono protezione a tutte le fasi e anche alla catena di approvvigionamento attraverso soluzioni personalizzate per tutte le esigenze relative ai guanti da esame.

25 miliardi  
di guanti  
venduti ogni  
anno nel  
mondo

## La consistenza nella qualità è fondamentale.

Ci impegniamo a garantire la qualità dei nostri prodotti, come dimostrato:

**Processo di qualità in 5 punti**

**Infrastruttura solida**

**Test rigorosi sui prodotti**

**bsi.**  
Certificate of Registration  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012

This is to certify that:  
**Medline International France SAS**  
5, rue Charles Lindbergh  
Créteil-Montant  
93110  
France

Hold Certificate Number: **MD 595395**  
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012 for the following scope:  
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personnel covering, audit equipment, medical gloves, skin barrier film and silicone and foam wound care dressings

For and on behalf of BSI:  
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 16/07/2013  
Latest Revision Date: 15/02/2017

Effective Date: 01/10/2016  
Expiry Date: 28/02/2018

...making excellence a habit.

**bsi.**  
Certificate of Registration  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:  
**Medline Industries, Inc.**  
HQ Functions  
3 Lakes Dr.  
Northfield  
Illinois  
60063  
USA

Hold Certificate No: **EMS 578261**  
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:  
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, wet wipes, distribution of adult-disposable incontinence products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.

For and on behalf of BSI:  
Carlos Pizango, SVS System Certification and Compliance

Original Registration Date: 2012-05-16  
Latest Revision Date: 2017-07-10

Effective Date: 2015-05-16  
Expiry Date: 2018-05-15

Page: 1 of 2  
...making excellence a habit.

**Ci impegniamo a rispettare le norme ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, ESG) con un approccio rivolto alle persone e al pianeta.**



### Audit e approvvigionamento etico

Sosteniamo i diritti umani e del lavoro nella catena di fornitura di Medline attraverso il nostro programma di approvvigionamento etico e la certificazione Worldwide Accredited Production (WRAP).



### Ambiente e cambiamento climatico

La nostra produzione di guanti è certificata ISO 14001, il che permette di valutare i rischi ambientali e misurare i risparmi energetici, contribuendo a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Si invita a leggere il **rapporto globale ESG di Medline per il 2023** per saperne di più sulle nostre iniziative in ambito di sostenibilità.

## Informazioni sull'ordine

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
486800	X-small	200 pz/scat, 10 scat/conf
486801	Small	200 pz/scat, 10 scat/conf
486802	Media	200 pz/scat, 10 scat/conf
486803	Large	200 pz/scat, 10 scat/conf
486804	X-large	180 pz/scat, 10 scat/conf



## Regolamenti e standard di qualità

- Dispositivo medico di Classe I non sterile ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 e il Regolamento sui dispositivi medici del Regno Unito.
- Conforme alle norme EN 455-1, 2, 3, e 4
- Prodotto in conformità alla norma EN ISO 13485
- Soddisfa i requisiti del Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (UE) 2016/45 Categoria III, come introdotto nella legislazione del Regno Unito e successive modifiche.
- Conformità alle norme EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Testato per la penetrazione virale, in conformità alla norma EN ISO 374-5
- Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari



2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Paesi Bassi

Scoprite come la gamma di guanti Medline, incluso SensiCare® Ice, fa la differenza in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante locale Medline o visitare il sito web: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433  
  
[www.medline.eu/ch-it](http://www.medline.eu/ch-it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1333\_IT 11/2024