

# SensiCare® Ice

Niet steriele poedervrije nitril onderzoekshandschoenen



**Bescherming  
bij elk  
contactpunt**



# SensiCare Ice

Niet steriele poedervrije nitril onderzoekshandschoenen

## Kenmerken en voordelen

Aanvaardbare kwaliteitslimiet (AQL): 1,0  
Breekkracht (FAB - mediaan waarde): 8,1 newton

- Comfortabele pasvorm
- Betrouwbare grip
- PBM-gecertificeerd
- Chemo-getest

Kleur: Violetblauw  
Vingertoppen met structuur  
lengte: 249mm

## Dikte

Vinger: 0,09 mm  
Palm: 0,07 mm  
Manchet: <0,05 mm

## Aanbevolen voor gebruik bij:



## Innovatieve en duurzame verpakkingstechnologie


### MicroStop™ folie

Bedekt de doosopening om het aantal verstrekte handschoenen te controleren en zo verspilling tegen te gaan



### Flat-layer verpakking

Ons gepatenteerde robotic smart verpakkingssysteem stapelt handschoenen in een enkele vlakke laag in elke doos, waardoor afval wordt verminderd en de efficiëntie en tevredenheid worden verbeterd



### Op kleur gebaseerde maatvoering

Ons handige kleurgecodeerde maatsysteem helpt u om snel en gemakkelijk de juiste maat te kiezen, waardoor verspilling en inefficiëntie worden beperkt.



### Recycleerbare materialen

Onze dozen en doosjes zijn gemaakt van 100% gerecycleerde materialen, die allemaal verder gerecycleerd kunnen worden.



# Medline Onderzoekshandschoenen

Bescherming bij elk contactpunt

## Onze toezegging aan u

Onze handschoenen beschermen uw frontlinie, uw bedrijfsresultaten en uw leveringsketen via op maat gemaakte oplossingen voor al uw behoeften op het gebied van onderzoekshandschoenen.

25 miljard  
paar  
verkocht  
wereldwijd

## Consistentie is de sleutel.

We zetten ons in voor kwaliteit, zoals blijkt uit onze:

5-punten  
kwaliteits-  
proces

Solide  
infra-  
structuur

Intensieve  
product-  
testen



## We zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen



### Sociale impact

Meer dan 3.000 banen rechtstreeks gecreëerd of ondersteund door onze primaire productiefaciliteit



### Milieu impact

ISO 14001-certificering om milieurisico's te beoordelen, energiebesparingen te meten en de CO2-uitstoot te helpen verminderen



### WRAP Certificering

Bevordering van arbeids- en mensenrechten in de toeleveringsketen van Medline in samenwerking met Worldwide Accredited Production (WRAP).

## Bestelinformatie

Artikelnummer	Maat	Lengte	Breedte	Verpakking
486800	X-Small	246mm	78mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
486801	Small	250mm	84mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
486802	Medium	249mm	96mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
486803	Large	246mm	115mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
486804	X-Large	248mm	114mm	180 stuks/doos, 10 doos/cs



## Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Verordening (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de normen EN 455-1, 2, 3 en 4
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd;
- Voldoet aan de normen EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie, in overeenstemming met EN ISO 374-5
- Regulatie (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met voedsel



2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Nederland

Ontdek hoe de handschoenen van Medline wereldwijd een verschil maken. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I, bestemd voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankrijk

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1333\_NL 02/2023