

SensiCare® Ice

Niet steriele poedervrije nitril onderzoekshandschoenen



**Bescherming
bij elk
contactpunt**



SensiCare® Ice

Niet steriele poedervrije nitrile onderzoekshandschoenen

Voordelen en eigenschappen

- Comfortabele pasvorm en betrouwbare grip
- Acceptabel kwaliteitsniveau (AQL) voor EN455-1: 1,0
- Breekkracht (FAB) mediaan waarde: 8,1 newton
- Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM gecertificeerd
- Getest op bescherming tegen cytostatica

Aanbevolen voor gebruik bij:




Dikte
Vinger: 0,09 mm
Palm: 0,07 mm
Manchet: <0,05 mm

Innovatieve en duurzame verpakkingstechnologie

MicroStop™ folie


Bedekt de doosopening om het aantal verstrekte handschoenen te controleren en zo verspilling tegen te gaan

MicroStop folie



Flat-layer verpakking

Ons gepatenteerde robotic smart verpakkingssysteem stapelt handschoenen in een enkele vlakke laag in elke doos, waardoor afval wordt verminderd en de efficiëntie en tevredenheid worden verbeterd



Op kleur gebaseerde maatvoering

Ons handige kleurgecodeerde maatsysteem helpt u om snel en gemakkelijk de juiste maat te kiezen, waardoor verspilling en inefficiëntie worden beperkt.



Recycleerbare materialen

Onze dozen en doosjes zijn gemaakt van 70% recyclede materialen, die allemaal 100% recycled kunnen worden.



Medline Onderzoekshandschoenen

Bescherming bij elk contactpunt

Onze toezegging aan u

Onze handschoenen beschermen uw frontlinie, uw bedrijfsresultaten en uw leveringsketen via op maat gemaakte oplossingen voor al uw behoeften op het gebied van onderzoekshandschoenen.

25 miljard stuks verkocht wereldwijd

Consistentie is de sleutel.

We zetten ons in voor kwaliteit, zoals blijkt uit onze:

5-punten kwaliteitsproces

Solide infrastructuur

Intensieve producttesten

bsi.
Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012
This is to certify that:
Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
Créteil-Mantua
93110
France
Holds Certificate Number: **MD 595395**
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012 for the following scope:
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personnel covering, suction equipment, medical gloves, skin barrier film and silicone and foam wound care dressings.
For and on behalf of BSI: **Frank Lee**, EMEA Compliance & Risk Director
Original Registration Date: 16/07/2013 Effective Date: 01/10/2016
Latest Revision Date: 15/03/2017 Expiry Date: 28/02/2018
Page: 1 of 2
...making excellence a habit.

bsi.
Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015
This is to certify that:
Medline Industries, Inc.
HQ Functions
3 Lakes Dr.
Northfield
Illinois
60093
USA
Holds Certificate No: **EMS 578261**
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, wet stages, distribution of adult disposable incontinence products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.
For and on behalf of BSI: **Carlos Piango**, SVS System Certification and Compliance
Original Registration Date: 2012-05-16 Effective Date: 2015-05-16
Latest Revision Date: 2017-07-10 Expiry Date: 2018-05-15
Page: 1 of 2
...making excellence a habit.

Wij zetten ons in voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en hanteren daarbij een mens- en planeetbenadering.



Audit en ethische inkoop

Wij pleiten voor arbeids- en mensenrechten in de toeleveringsketen van Medline via ons Ethical Sourcing Program en Worldwide Accredited Production (WRAP)-certificering.



Milieu en klimaatverandering

Onze handschoenen fabricage is ISO 14001 gecertificeerd om milieurisico's te beoordelen, energiebesparingen te meten en de CO₂-uitstoot te helpen verminderen

Lees het **Medline Global ESG Report 2023** voor meer informatie over onze duurzame initiatieven.

Bestelinformatie

Artikelnummer	Maat	Verpakking
486800	Extra Small	200 stuks/doos, 10 doosjes/doos
486801	Small	200 stuks/doos, 10 doosjes/doos
486802	Medium	200 stuks/doos, 10 doosjes/doos
486803	Large	200 stuks/doos, 10 doosjes/doos
486804	Extra Large	180 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse 1 niet steriel medisch hulpmiddel volgens Richtlijn (EU) 2017/745, en volgens de UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de normen EN 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd;
- Voldoet aan de normen EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5
- Regulatie (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met voedsel



Ontdek hoe Medline's handschoenenassortiment, met daarin SensiCare[®] Ice, wereldwijd een verschil maken. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I dat bedoeld is voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1333_NL 10/2024