

SensiCare® Ice

Luvas de exame de nitrilo não estéreis sem pó



**Proteção
em todos
os pontos de
contato**



SensiCare Ice

Luvas de exame de nitrilo não estéreis sem pó

Características e vantagens

Limite de qualidade aceitável (AQL): 1,0
Força de rutura (FAB - valor mediano): 8,1 newtons


- Ajuste confortável
- Aderência fiável
- Certificação EPI
- Testadas com medicamentos de quimioterapia

Cor: Azul violeta
Pontas do dedo texturadas
Comprimento: 249 mm

Espessura

Dedo: 0,09 mm
Palma: 0,07 mm
Punho: 0,05 mm


Utilização recomendada em:



Tecnologia de embalagem inovadora e sustentável


Película MicroStop™

Esta película cobre a abertura da embalagem para controlar o número de luvas dispensadas e ajudar a reduzir o desperdício



Embalagem de camada plana

O nosso sistema de embalagem robótico inteligente e proprietário empilha as luvas numa única camada plana dentro da embalagem, ajudando a reduzir os resíduos e a melhorar a eficiência e a satisfação



Tamanhos codificados por cores

O nosso prático sistema de tamanhos por cores ajuda os profissionais a escolher rapidamente e facilmente o tamanho certo, ajudando assim a reduzir o desperdício e a ineficiência



Materiais recicláveis

As nossas embalagens e caixas são feitas de materiais 100% reciclados, as quais podem ser subsequentemente recicladas



Luvas de Exame Medline

Proteção em todos os pontos de contacto

O nosso compromisso consigo

As nossas luvas protegem asua linha da frente, a sua retaguarda e a cadeia de abastecimento graças a soluções personalizadas para todas as suas necessidades de luvas de exame.

25 mil milhões
de luvas
vendidas
anualmente em
todo o mundo

A consistência é crucial.

Como vimos, estamos empenhados na qualidade:

Processo de qualidade de 5 pontos

Infraestrutura sólida

Testes rigorosos aos produtos

bsi. Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012
This is to certify that:
Medline International France SAS
3, rue Charles Lindbergh
Clichy-sous-Bois
91410
France
Holds Certificate Number: **MD 595395**
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2012 for the following scope:
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personnel covering, suction equipment, medical gloves, skin barrier film and sterile and foam wound care dressings
For and on behalf of BSI: **Frank Lee, BSI Compliance & Risk Director**
Original Registration Date: 16/07/2013 Effective Date: 01/10/2013
Latest Review Date: 15/02/2017 Expiry Date: 26/02/2020

bsi. Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015
This is to certify that:
Medline Industries, Inc.
HQ Functions
3 Lakes Dr
Northfield
Illinois
60093
USA
Holds Certificate No: **EMS 578261**
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, test setup, distribution of adult, disposable procedure products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.
For and on behalf of BSI: **Carlos Piango, BSI System Certification and Compliance**
Original Registration Date: 23/02-05-16 Effective Date: 2015-05-16
Latest Review Date: 2017-07-10 Expiry Date: 2018-05-15
Page: 1 of 2

Estamos empenhados na Responsabilidade Social Empresarial



Impacto social

Mais de 3000 empregos diretos criados ou suportados pela nossa fábrica principal



Impacto ambiental

Certificação ISO 14001 para avaliar o risco ambiental, medir a poupança energética e ajudar a reduzir as emissões de carbono



Certificação WRAP

Promovemos os direitos laborais e os direitos humanos na cadeia de abastecimento da Medline em parceria com a «Worldwide Responsible Accredited Production» (WRAP)

Informações de encomenda

Referência	Tamanho	Comprimento	Largura	Embalagem
486800	XS	246 mm	78 mm	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486801	S	250 mm	84 mm	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486802	M	249 mm	96 mm	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486803	L	246 mm	115 mm	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486804	XL	248 mm	114 mm	180 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico não estéril Classe I segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4.
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido.
- Cumpre as normas EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5
- Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos



Explore como as luvas da Medline fazem a diferença em todo o mundo. Entre em contacto com o delegado de vendas local da Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
www.medline.eu/pt
pt-atenacliente@medline.com

FOLLOW US

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.



Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1333_PT 03/2023