

SensiCare® Ice

Luvas de exame de nitrilo não estéreis sem pó



**Proteção
em todo
ponto de
contacto**



SensiCare® Ice

Luvas de exame de nitrilo não estéreis sem pó

Vantagens e funcionalidades

- Concebidas para proporcionarem um ajuste confortável e uma aderência fiável
- Nível de qualidade aceitável (AQL) segundo a EN455-1: 1,0
- Força de rutura (FAB) valor mediano: 8,1 newtons
- Certificação EPI (Equipamento de Proteção Individual)
- Testadas contra fármacos de quimioterapia

Utilização recomendada em:



Unidades de cuidados intensivos



Farmácia/Oncologia



Obstetria



Unidades de cuidados não intensivos



Extrações



Limpeza



Espessura


Dedo: 0,09 mm
Palma: 0,07 mm
Punho: 0,05 mm

Tecnologia de embalagem inovadora e sustentável

Película MicroStop™


Esta película cobre a abertura da embalagem para controlar o número de luvas dispensadas e ajudar a reduzir o desperdício

Película MicroStop



Embalagem de camada plana

O nosso sistema de embalagem robótico inteligente e proprietário empilha as luvas numa única camada plana dentro da embalagem, ajudando a reduzir os resíduos e a melhorar a eficiência e a satisfação



Tamanhos codificados por cores

O nosso prático sistema de tamanhos por cores ajuda os profissionais a escolher rapidamente e facilmente o tamanho certo, ajudando assim a reduzir o desperdício e a ineficiência



Materiais recicláveis

As nossas embalagens e caixas são feitas a partir de materiais reciclados entre 70 e 100%, as quais podem ser 100% recicladas



Luvas de Exame Medline

Proteção em todos os pontos de contacto

O nosso compromisso para consigo

As nossas luvas protegem a sua linha da frente, o seu orçamento e a sua cadeia de abastecimento graças a soluções personalizadas para todas as suas necessidades de luvas de exame.

25 mil milhões de unidades vendidas anualmente em todo o mundo

A consistência é crucial.

Como vimos, estamos empenhados na qualidade:

Processo de qualidade de 5 pontos

Infraestrutura sólida

Testes rigorosos aos produtos

bsi.
Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012

This is to certify that:
Medline International France SAS
S, rue Charles Lindbergh
Créteil-Dorvalant
93110
France

Holds Certificate Number: **MD 595395**
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012 for the following scope:
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personnel covering, surgical equipment, medical gloves, skin barrier film and silicone and foam wound care dressings.

For and on behalf of BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 16/07/2013
Latest Revision Date: 15/03/2017

Effective Date: 01/10/2016
Expiry Date: 28/02/2021

...making excellence a habit.

bsi.
Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:
Medline Industries, Inc.
HQ Functions
3 Lakes Dr.
Northfield
Illinois
60093
USA

Holds Certificate No: **EMS 578261**
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, wet stages, distribution of adult disposable incontinence products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.

For and on behalf of BSI:
Carlos Pianga, SVS System Certification and Compliance

Original Registration Date: 2012-05-16
Latest Revision Date: 2017-07-10

Effective Date: 2015-05-16
Expiry Date: 2018-05-15

Page: 1 of 2

...making excellence a habit.

Estamos empenhados no ambiente, na sociedade e na governação (ESG), assumindo uma abordagem direcionada para as pessoas e o planeta.



Auditorias e Aquisições Éticas

Defendemos os direitos laborais e humanos na cadeia de abastecimento da Medline através do nosso Programa de Fornecimento Ético e da certificação Worldwide Accredited Production (WRAP).



Ambiente e Alterações Climáticas

O nosso fabrico de luvas tem a certificação ISO 14001, o que nos permite avaliar os riscos ambientais e medir a poupança energética e ajudar a reduzir as emissões de carbono.

Leia o **Relatório ESG Global da Medline para 2023** para ficar a saber mais sobre as nossas iniciativas sustentáveis.

Informações de encomenda

Número do artigo	Tamanho	Embalagem
486800	XS	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486801	S	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486802	M	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486803	L	200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
486804	XL	180 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico Classe 1 não estéril segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4.
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido.
- Cumpre as normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5
- Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos



Explore como a gama de luvas da Medline, incluindo a SensiCare® Ice, faz a diferença em todo o mundo. Entre em contacto com o delegado de vendas local da Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Telemóvel: +351 800 110 253
www.medline.eu/pt
Encomendas: pt-pedidos@medline.com
Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.



Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1333_PT 11/2024