



SENSICARE® PI

STERILE, LATEX- UND PUDERFREIE OP-HANDSCHUHE AUS POLYISOPREN

- Einzigartige, synthetische Isolex® Polyisopren-Rezeptur
 - Chemische Struktur entspricht der von natürlichem Latex, jedoch ohne die Proteine
 - Bietet den Mitarbeitern in der Gesundheitsversorgung eine Alternative zu Latex, bei gleicher Leistung in Bequemlichkeit, Passgenauigkeit und Gefühl
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Getestet für die Verwendung mit Chemikalien und Zytostatika

Artikelnummer	Größe	VE
MSG9055	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9060	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9065	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9070	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9075	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9080	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9085	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9090	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

Empfohlen für die Benutzung in:

Allgemeinchirurgie

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG - Klasse IIa
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III nach 89/686/EWG

SPEZIFIKATIONEN:

- Frei von Löchern gemäß EN 455: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,23 mm
- Handschuhlänge (entspricht EN 455-2, Größe 7,5): 295 mm
- Farbe: Creme
- Griffigkeit: untexturiert



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de