



## SENSICARE® PI

### GANT DE CHIRURGIE STERILE EN POLYISOPRENE, SANS LATEX, SANS POUDRE

- Une composition unique à base de polyisoprène synthétique Isolex®
  - Avec une structure moléculaire similaire à celle du latex mais sans les protéines
  - Offrant une solution alternative semblable au latex en terme de confort, d'ajustement et de sensation pour les professionnels de santé
- L'absence de poudre permet de réduire les irritations de la peau dues à la poudre ainsi que les complications post-opératoires liées aux granulomes
- Ce gant est testé et conforme à la résistance à la perméation aux agents de chimiothérapie

Référence	Taille	Conditionnement
MSG9055	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9060	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9065	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9070	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9075	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9080	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9085	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9090	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

**Recommandation d'utilisation :**  
Chirurgie Générale

**Directives et normes de qualité :**

- Certifié EN ISO 13485
- Dispositif Medical de Classe IIa selon la Directive 93/42/EEC
- Certifié Equipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC

#### SPÉCIFICITÉS:

- Détection des trous par EN 455 : NQA 0.65
- Revêtement en Polymère Synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Pas de résidus d'accélérateurs chimiques
- Manchette : à bord roulé et conique afin d'éviter le roulement
- Epaisseur en bout de doigt : 0.23 mm
- Longueur (EN 455-2, Taille 7.5) : 295 mm
- Couleur : crème
- Surface : lisse



*Pour en savoir plus, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)*