



## SENSICARE® PI

### STERIELE POLYISOPREEN LATEX- EN POEDERVRIJE CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

- Unieke synthetische Isolex® polyisopreen formule
  - Chemische structuur identiek aan natuurrubberlatex, zonder het eiwit
  - Biedt zorgverleners een alternatief met het comfort, de pasvorm en het gevoel van latex
- Poedervrij ontwerp helpt om huidirritatie door poeder, en postoperatieve complicaties die geassocieerd worden met granulomen te voorkomen
- Getest op doorlaatbaarheid van cytostatica

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG9055	5 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos
MSG9060	6	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos
MSG9065	6 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos
MSG9070	7	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos
MSG9075	7 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos
MSG9080	8	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos
MSG9085	8 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos
MSG9090	9	50 Paar/Doos, 200 Paar/Doos

**Aangeraden voor gebruik bij:**  
Algemene chirurgie

#### Voorschriften en kwaliteitsnormen

- Gecertificeerd volgens EN ISO 13485
- Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC - Klasse IIA
- Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEC - Klasse III

#### SPECIFICATIES:

- Afwezigheid van gaten per EN 455: AQL 0.65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu van versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopend en gerold
- Vingertop: 0,23 mm
- Handschoenlengte (per EN 445-2, size 7.5): 295 mm
- Kleur: crème
- Grip: glad



*Om meer over onze producten te weten te komen, neem contact op met uw medline vertegenwoordiger of kijk op [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)*