



# SENSICARE® PI MICRO

## STERILE, PUDERFREIE OP-HANDSCHUHE AUS POLYISOPREN

- Einzigartige, synthetische Isolex® Polyisopren-Rezeptur
  - Chemische Struktur entspricht der von natürlichem Latex, jedoch ohne die Proteine
  - Bietet den Mitarbeitern in der Gesundheitsversorgung eine Alternative zu Latex, bei gleicher Leistung in Bequemlichkeit, Passgenauigkeit und Gefühl
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Dünner als die Senticare® PI OP-Handschuhe, für verbessertes Tastempfinden
- Hervorragende Wahl als äußerer Handschuh bei Verwendung von Doppelhandschuhen

Artikelnummer	Größe	VE
MSG9655	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9660	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9665	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9670	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9675	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9680	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9685	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9690	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

### Empfohlen für die Benutzung in:

Allgemeiner Chirurgie, Neuro- und Gefäßchirurgie, plastischer Chirurgie und Augenchirurgie

### Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG - Klasse IIa
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III nach 89/686/EWG

### SPEZIFIKATIONEN:

- Frei von Löchern gemäß EN 455: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,20 mm
- Handschuhlänge (entspricht EN 455-2, Größe 7,5): 299 mm
- Farbe: Creme
- Griffigkeit: untexturiert



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)