



SIGNATURE LATEX GRIP

Une nouvelle alternative pour assurer un contrôle maximal.

- Spécialement conçu avec une surface entièrement texturée
- Revêtement en polymère synthétique pour faciliter l'enfilage
- Gant recommandé pour les interventions qui nécessitent un grip et une sensibilité maximale

Ex: Orthopédie, Neuro-chirurgie, Ophtalmologie



Référence	Taille	Conditionnement
MSG2955	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG2960	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG2965	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG2970	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG2975	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG2980	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG2985	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG2990	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Directives et normes de qualité

- Certifié EN ISO 13485
- Dispositif Medical de Classe IIa selon la Directive 93/42/EEC

SPÉCIFICITÉS:

- Détection des trous: NQA 0.65
- Latex de caoutchouc naturel
- Epaisseur de la manchette : 0.17mm
- Epaisseur du doigt : 0.24 mm
- Transparent
- Texturé



Pour en savoir plus, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site www.medline.eu/fr