



SIGNATURE LATEX GRIP

Een nieuw alternatief voor maximale controle.

- Speciaal ontworpen textuur op buitenzijde.
- Synthetische polymeercoating vergemakkelijkt het aantrekken.
- Aangeraden voor ingrepen die maximale grip en gevoeligheid vereisen.
bijv: Orthopedisch, neurochirurgie, oogheekunde.



Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG2955	5 ½	50 st/doos, 4 dozen/omdoos
MSG2960	6	50 st/doos, 4 dozen/omdoos
MSG2965	6 ½	50 st/doos, 4 dozen/omdoos
MSG2970	7	50 st/doos, 4 dozen/omdoos
MSG2975	7 ½	50 st/doos, 4 dozen/omdoos
MSG2980	8	50 st/doos, 4 dozen/omdoos
MSG2985	8 ½	50 st/doos, 4 dozen/omdoos
MSG2990	9	50 st/doos, 4 dozen/omdoos

Voorschriften en kwaliteitsnormen

- Gecertificeerd volgens EN ISO 13485
- Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC
- Klasse IIa steriel Medisch Hulpmiddel

SPECIFICATIES:

- Afwezigheid van gaten (AQL 0.65 voor definitieve inspectie)
- Natuurrubberlatex
- Dikte: manchet 0.17 mm, vinger 0.24 mm
- Doorzichtig
- Met textuur



Om meer over onze producten te weten te komen, neem contact op met uw medline vertegenwoordiger of kijk op www.medline.eu/nl